


# Service manual



## Medic 5 Defibrillator

Service Manual Part No. 086405  
Revised 6-96

**Yo**

**!**

**A PERSONAL de SERVICIO RESPONSABLE:**

*Los contenidos de este documento no están atando. Si cualesquier diferencias significativas entre el producto y este documento están encontrados con respecto a trabajo de servicio, contacto Burdick, Inc. para información más lejana.*

*Reservamos el derecho de modificar productos sin enmendar este documento o advising el usuario.*

*Recomendamos utilizar autorizados Burdick personal para todo servicio y reparaciones, y el uso de Burdick exchange partes o partes de sobra genuinas. Burdick no otrosenso supone la responsabilidad para los materiales utilizó, el trabajo actuó, o para cualesquier consecuencias posibles thereof.*

*Este producto ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar un grado alto de seguridad y dependability. Aun así, no podemos garantizar contra el deterioro de components debido a envejecimiento y desgaste normal.*

# Mesa de contenidos

## Sección 1

### *Información general 1*

Sobre el Medic 5 1 sistema  
Básico descripción 1  
Especificaciones 3

## Sección 2

### *Servicio 5*

Qué necesitarás 5 Antes de  
que empiezas 5  
Rendimiento comprueba 6  
Probando el defibrillator  
6 Probando la batería 6  
Probando la exhibición 7  
cartas de Servicio 7  
Ajustando el printhead strobe 8  
Probando la assembly de impresora 8  
Imprimiendo el servicio log 9  
Seleccionando el waveform modo de  
exhibición 9 Calibrations 10  
Ajustando el suministro de 24  
voltios 10 Ajustando la  
velocidad de papel 10  
Ajustando el offset de cero 10  
Ajustando el beneficio 11  
Ajustando la producción de  
energía 11

## Sección 3

### *El problema que soluciona es*

Troubleshooting 15  
Conector pinouts 20

## Sección 4

### *Procedimientos & de sustitución de la extracción n*

Sobre esta sección 27  
sustitución & de Extracción 27  
paquete de Batería 27 Recinto  
28 tablero de Control 28  
asamblea de Impresora 28  
asamblea de Exhibición 29 CPU  
y R-tablero Ondulatorio 29  
batería de Litio 29

Yo

!



tablero de Suministro  
del Power 30 Fusibles 30  
Almacenamiento de voltaje alto  
capacitor 30 Inductor asamblea 30  
Keypad 31  
Las partes listan & vistas explotadas 31

## **Sección 5**

### ***Mantenimiento* 41**

Mantenimiento preventivo 41  
inspección Visual 41 Limpieza 41  
cordón de Poder 42 cable Paciente 42  
Manteniendo el printhead 42  
Cobrando la batería 42 Midiendo  
chasis leakage corriente 43 Midiendo  
paddle leakage corriente 43  
Comprobando la impedancia de  
tierra 44

## **Sección 6 Teoría de operación 45**

Introducción 45 Suministro de Poder  
board 45 convertidor de Línea 45  
reguladores Secundarios 47 selección  
de Poder 48 En/Standby selección 48  
Batería charger 49  
Caudal de convertidor de voltaje & alto control  
49 CPU y R-tablero Ondulatorio 51 poder Aislado  
suministro 51 ventaja Aislada amplificador 51  
Aislado paddle amplificador 55 filtro & de  
Beneficio selección 55 detector de Ritmo cardíaco  
57 interfaz & de Microcontrolador 57 control de  
Sistema & reinicialización 62 Dirección  
multiplexing & decodificación 63 Defibrillator  
controla 63 Sincronizó cardioversion 64 Keypad &  
interfaz de control de la energía 65 tiempo Real  
reloj 65 Exhibición & recorder interfaz 66  
Analógico 1-V producción 66

Tablero de control 66  
Printhead Control 66 DC  
control de motor 66 LCD  
control 66

**Sección 7**

*Schematics* 69

Schematics 69

## *Lista de figuras*

Esquema de bloque de sistema básico	2
Ajustamientos de tablero del control	12
CPU Y R-Wave ajustamientos de tablero	13
ajustamientos de tablero de Suministro de Power	14
Vista explotada: compartimento de papel y recintos	34
Vista explotada: paddle bien detalla	35
Vista explotada: recinto de frente contenta	36
Vista explotada: el recinto de atrás contenta	37
Vista explotada: compartimento de batería	38
Encaminamientos de cable de recinto de frente	39
Encaminamientos de cable de recinto de atrás	40
Esquema de bloque de sistema detallado	46
Bloque de fin de frente aislado esquema	52
No-aislado R-esquema de bloque ondulatorio	56
CPU / Esquema de bloque de la lógica	58





# Información general

## Sobre el Medic 5

El *Medic 5* es un sistema de emergencia portátil que integra un defibrillador, monitor, y recorder. Puede ser powered cualquiera del interno, rechargeable batería o del AC línea de poder. El defibrillador entrega un damped, sinusoidal waveform variando de 5 to 360 Joules. El defibrillador automáticamente desarma si cualesquiera de las condiciones siguientes son ciertos: no hay ningún caudal dentro de 30 segundos después de a punto indicación, la energía selecciona el cambio está girado a standby o ECG posición, o una culpa interna es detected.

El monitor presenta un no-fade la exhibición capaz de congelar el waveform, poniendo límites de alarma del ritmo cardíaco, y mostrando otra información relativa. También, tiene una gama llena de beneficio y selecciones de ventaja.

El construido-en la impresora térmica crea permanente recordones del rastro de monitor. Cada registro es annotated con la fecha, tiempo, grupo de ventaja, sensibilidad, ritmo cardíaco, los joules seleccionaron, los joules entregaron, y modos actuales. Cuándo un cargo está iniciado, la impresora automáticamente escribe un tiempo real, seleccionable waveform hasta cualquiera la energía está entregada o el registro está parado a mano.

## Descripción de sistema básico

El principal circuitry está incorporado en tres tableros de circuito: el tablero de Suministro del Poder, el CPU y R-tablero Ondulatorio, y el tablero de Control. Ve Higo. 1, pg. 2.


El tablero de Suministro del Poder genera todo de los suministros de poder del sistema y batería de controles que cobra. También genera y controla los voltajes altos requirieron para defibrillation.

El CPU y R-el tablero Ondulatorio contiene la lógica principal para el sistema. Adquiere y amplifica el ECG señal, detecta R-olas, y communicates con los componentes periféricos para operar el defibrillator.

El tablero de Control circuitry controla la variedad térmica printhead y exhibición de cristal líquido.

## Sección 1 información General

Figura 1  
Esquema de  
bloque de  
sistema básico



## Especificaciones

El *Medic 5* especificaciones son cuando sigue:

ESPECIFICACIONES	
Defibrillator:	
waveform:	damped Sinusoide
La energía selecciona:	Externo: 5,10,15,20, 35, 50,100,150, 200, 300, y 360 Joules; interno: 5,10,15, 20, 35, y 50 Joules
Tiempo de carga:	< 10 segundos (a 360 J)
A punto señal:	Tono de audio continuo, indicador visible
Desarma:	Ocurre en seleccionar ECG, STANDBY; o 30 segundos después de lograr cargo lleno
paddles:	Intercambiable entre adulto externo y pediatric, interno y disponible; límite de gama automática para interno
ECG Amplificador:	
Entrada:	Separado paddle y amplificadores de ventaja. Amplificador de ventaja acepta 3- o 5-ventaja cable paciente.
Selección de ventaja:	Yo, II, HOLA, avR, avL, avF, PECHO
leakage Corriente:	< 20 $\mu$ A (paciente); < 20 pA (chasis)
Rechazo de modo común:	> 85 dB en 60 Hz (ventaja amp); > 85 dB en 60 Hz (paddle amp)
Frecuencia Respuesta:	0.05-100 Hz (ventaja amp), 0.5-35 Hz (paddle amp)
Filtros:	0.5-25 Hz, 50-/60-Hz entalla
Beneficio:	2.5, 5,10, o 20 mm/mV
Monitor:	
Medida:	5-pulgada pantalla plana, 4 segundos de dato y alphanumerics
Barre velocidad:	25 mm/s, el rastro aguantado con llave de CONGELACIÓN
Annotation:	Ventaja, beneficio, filtro

ESPECIFICACIONES (continuado)	
Ritmo cardíaco:	30-300 bpm, trucaje de pulso del paso, QRS beeper con control de volumen
Alarmas:	Límites altos y bajos, adjustable sobre gama entera
Recorder:	
Tipo:	Variedad térmica
Medida de papel:	50-mm ancho, 40-mm verja
Velocidad de papel:	25 mm/ s
annotation:	Fecha, tiempo, ventaja, beneficio, ritmo cardíaco, filtro, el coche desarma, la energía seleccionó/entregada, abajo y alarma alta
Eléctrico:	
AC Entrada:	115 V (99-132 V) ac, 230 V (207-253 V) ac, 50 o 60 Hz
Tipo de batería:	Ventaja sellada-ácido
Capacidad de batería:	2.5 horas que controlan, 50 mínimo de caudales
Poder	2.5 Un (115 V), 1.4 Un (230 V) cumbre sorteo actual;
Consumo:	21 W típico (el monitor único); 25 W típico (recorder en)
Físico:	
Dimensiones:	36-cm ancho, 34-cm alto, 25-cm profundo, (14" por 13.5" por 10")
Peso:	10.8 kg (23.8 lbs) incluyendo corro de papel
Medioambiental:	
Temperatura:	0°C a 45°C (operativo), -40°C a 70°C (almacenamiento)
Humedad:	95% no-condensing
Atmosférico	
Presión:	700-1060 hPa (operativo), 500-1060 hPa (almacenamiento)
Conforma a:	CSA 22.2, No. 125

## 2 *Servicio*

### Qué necesitarás

Necesitarás herramientas de electrónica estándares únicas para actuar tablero-reparaciones de nivel. Equipamiento de prueba tiene que ser en condición buena y calibró regularmente. Recomendamos el siguiente:

- ✓ Multímetro digital
- ✓ leakage Seguridad de metro analyzer
- ✓ Metro de joule / defibrillator energía analyzer
- ✓ anti-Estático workstation

### Antes de que empiezas

Unas cuantas palabras de caution es en orden. Antes de que actúas cualquier servicio en el defibrillator, ser consciente de:



- **voltaje Alto.** Ser muy prudente cuándo trabajando dentro del defibrillator. Encontrarás peligrosamente voltajes altos en el almacenamiento capacitor y exhibición. También, reloj fuera de para voltaje alto cerca el fusible, poder inlet, y transformador de poder. Siempre unplug el defibrillator, disconnect el paquete de batería, y liberar el almacenamiento capacitor antes de tomarlo aparte. Internamente puedes verter el capacitor cargo en cualquier tiempo por rotating la energía selecciona cambio en el tablero de frente.



- **Electricidad estática.** El CMOS (complimentary metal-óxido semicenductor) chips en el defibrillator tableros de circuito son extremadamente sensitive a electricidad estática. También, el printhead y la exhibición es sensible a estático. A minimize el riesgo de daño, uso un grounding strap y trabajo en una superficie antiestática.
- **Grabando papel.** Uso el papel de registro apropiado. No utiliza cera-coated o blush-coated papel en el defibrillator. Averiará el printhead. Uso sólo Burdick-papel térmico aprobado.

## Rendimiento controles

Actúaance los controles te ayudan determina si o no el *Medic 5* es operating correctamente.


### Probando el defibrillator

Prueba el rendimiento del defibrillator cuando sigue:

1. Asegurar un par del adulto externo paddles está conectado y almacenado securely en paddle área de almacenamiento.
2. Pone la energía selecciona cambio a la 100 posición de Joules.
3. Prensa (carga) en el ápice paddle o (carga) en el tablero de frente.
4. Unos sonidos de tono intermitentes como los cargos de unidad. Cuándo el tono acontece continuo, "A punto" aparece en la exhibición y el defibrillator es plenamente cobró. Esto tendría que ocurrir dentro de 10 segundos.
5. Dentro de 30 segundos (antes de la energía es automáticamente vertido), prensa (Caudal) en ambos paddles simultáneamente.
6. Después de que el caudal, la exhibición indica la Energía Entregó a la carga de prueba.
7. El recorder cinta anotate el siguiente: tipo de caudal, los joules entregaron, tiempo, y fecha. *Si toma más de 10 segundos a plenamente cobrar el defibrillator, o una energía entregada de menos de 90 J o más de 110 J es indicated, el servicio está requerido.*

### Probando la batería

Burdick Recomendando una prueba de batería al menos una vez cada 3 meses cuando sigue:

1. Marca seguro el defibrillator ha sido conectado a un laborable AC outlet para 24 horas.
2. Unplug El defibrillator y girar la energía selecciona cambio a .
3. Medida qué mucho tiempo toma antes de las carreras de batería abajo y el monitor automáticamente apaga. *Si toma menos de dos y unas horas medias, reemplazar la batería.*



**Caution!** Si eres incapaz de reemplazar la batería enseguida, informa operadores potenciales que el defibrillador *no funcionará* a no ser que es correctamente conectado a un AC fuente de poder.

4. Reconnect El defibrillador a un AC outlet y dejar el cargo de batería para al menos 8 horas antes de utilizar otra vez.

### Probando la exhibición

Puedes probar los píxeles de exhibición (elementos de cuadro) cuando sigue:

1. Rotate La energía selecciona cambio a STANDBY .
2. Cuidadosamente abrir el recinto cuando descrito en página 28.
3. Localiza SI, un 4-cambio DIP (dual en-paquete de línea), en el CPU y R-tablero Ondulatorio. Set cambio #3 a FUERA
4. Rotate La energía selecciona cambio a **ECG**
5. Los ciclos de exhibición a través de los patrones de prueba siguientes: inundación llena, controlerboard, 1-píxel líneas verticales, 1-píxel líneas horizontales, 2-píxel líneas verticales, y 2-píxel líneas horizontales. Cada patrón aparece para sobre 5 segundos. El ciclo repite continuamente; y los patrones cambian abajo y correcto por un píxel con cada repetición.



**Nota:** Cuándo el modo de prueba de la exhibición es activo, todas otras funciones están imposibilitadas.

6. Observar los patrones cuando ellos ciclo. Perdiendo o píxeles encendidos incorrectamente indicate que las necesidades de exhibición para ser reemplazado. (Refiere al procedimiento en página 29.)
7. Para salir del modo de prueba, rotate la energía selecciona cambio a STANDBY y conjunto SI, cambio #3, atrás a ENCIMA.

### Cartas de servicio

El *Medic 5* tiene varias cartas especiales para personal de servicio. Estas cartas te dejaron ajusta el printhead strobe, prueba el printer asamblea, impresión un servicio log, y seleccionar el waveform modo de exhibición.

**Para ver las cartas de servicio:**

La energía selecciona cambio a B

Control abajo el (\*@) llave mientras girando



## Ajustando el printhead strobe


Porque individual printheads variar en resistencia, tienes que ajustar el printhead strobe whenever el CPU & R-tablero Ondulatorio o printhead está reemplazado.

Para ajustar el printhead strobe:

1. Habilitar las cartas de servicio por aguantar abajo la energía selecciona cambio a EE3. Mientras girando el
2. Uso el yo ARRIBA 1 y yo ABAJO 1 llaves para seleccionar un printhead gama de resistencia que corresponde al valor escrito en el printhead. Por ejemplo, si el printhead es marcado R=323, seleccionar el 320-339 gama.
3. Prensa 1 INTRODUCE
4. Rotate La energía selecciona cambio atrás a STANDBY .

## Probando la ensambla de impresora

Para probar la ensambla de impresora:

1. Habilitar las cartas de servicio por aguantar abajo Mientras girando el  
 l  
 a Prens   
 a  
 e  
 nergía selecciona cambio a .
- 2.
3. Prensa acelero 1 para comprobar velocidad de papel. El *Medic 5* impresiones una serie de líneas paralelas. Prensa yo FUERA 1 para parar impresión.

Uso un gobernante métrico (no la verja de papel) para medir la distancia entre las líneas. Todas las líneas tendrían que ser 5 mm aparte, con 25 mm ( $\pm 1$  mm) entre el más largo lines. Si no son, refiere a "Ajustar la velocidad de papel" encima pg. XO.

4. Prensa 1 RAMP 1 para comprobar densidad de impresión y continuidad. El *Medic 5* impresiones una serie de líneas sesgadas. Prensa yo FUERA 1 para parar impresión.

Visually Inspecciona las líneas. Fading En el superior o bottom significa la impresión-la cabeza es misaligned. Grupos o puntos individuales de puntos que no imprimen indicar un problema con el printhead control circuitry o el printhead él. También, marca seguro el printhead es limpio (ve "Principaltaining el printhead" en pg. 42).

5. Rotate La energía selecciona cambio atrás a STANDBY .



## Imprimiendo el servicio log

El servicio log te dice qué a menudo el defibrillator estuvo liberado, desarmado, y cobró. Proporciona información sobre la batería, incluyendo el número de bajo y cutoff condiciones. También, el servicio log te dice qué mucho tiempo el defibrillator estuvo operado en AC poder y en poder de batería.

Para imprimir el servicio log:

1. Habilitar las cartas de servicio por aguantar abajo mientras girando la energía selecciona cambio a EB3 •
2. Prensas dos veces.
3. Prensas I IMPRESIÓN I.

También, puedes reinicialización el servicio log cuando sigue:

Prensas I cirDFB I para aclarar caudal, desarma, y ciclos de cargo. Prensas I cirBAT I para aclarar batería abajo y batería cutoff contadores. Prensas I cirHRS I para aclarar horas de batería, AC horas, y horas totales.

4. Rotates La energía selecciona cambio atrás **a STANDBY**.

## Seleccionando el waveform modo de exhibición

Puedes seleccionar cualquier fijo o scrolling waveforms para exhibición en la pantalla. Fijo waveforms quedar stationary. Están dibujados de dejado a correcto, dando el appearance de movimiento. Scrolling waveforms Mueve continuamente a través de la pantalla. El default el modo es fijo waveforms.


Para cambiar el waveform modo de exhibición:

1. Habilitar las cartas de servicio por aguantar abajo la energía selecciona cambio a ESI • Mientras girando el
2. Prensas (¥) tres tiempo.
3. Selecciona L **SCROLL** **yo o yo FIJAMOS**
4. Rotates La energía selecciona cambio atrás **a STANDBY**.


## Calibrations

Whenever Reemplazas un tablero de circuito o asamblea importante, tienes que hacer el apropiado calibrations. Por ejemplo, si reemplazas la impresora o tablero de Control, tendrías que ajustar la velocidad de papel. Si reemplazas el CPU y R- tablero Ondulatorio, ajustar el offset de cero y beneficio. Si reemplazas el tablero de Suministro del Poder, ajustar el suministro de 24 voltios y precisión de energía.

### Ajustando el suministro de 24 voltios

1. Conectar el defibrillator al AC línea de poder. Marca seguro el indicador de poder de tablero de frente luces arriba.
2. Vuelta la energía selecciona cambio  a
3. Conectar un multímetro entre tierra y el fin de R27 más cercano a T1 en el Poder Suptablero de chapa.
4. El multímetro tendría que leer entre 24.0 y 24.5 V DC. Si no, ajusta R28 en el tablero de Suministro del Poder hasta la lectura es correcto. Refiere a Higo. 4, pg. 14 para la ubicación de R28.

### Ajustando la velocidad de papel

1. Habilitar las cartas de servicio por aguantar abajo mientras girando la energía  

  
 ecciona cambio a 0E9 •
- 2.
3. Prensa acelero 1. Después de que el *Medic 5* impresiones diez líneas paralelas, prensa YO FUERA para parar impresión.
4. Uso un gobernante métrico (no la verja de papel) para medir la distancia entre nueve líneas. La distancia tendría que ser 200 mm ( $\pm 10$  mm). Si no, ajusta R3 en el tablero de Control hasta la medida es correcto. Refiere a Higo. 2, pg. 12 para la ubicación de R3.
5. Rotate La energía selecciona cambio atrás a **STANDBY**.

### Ajustando el offset de cero

1. Conectar un multímetro entre pin 14 de U42 y tierra.
2. Alfileres juntos cortos 1-5 en JP1.

3. El multímetro tendría que leer entre 2.46 y 2.54 V DC. Si no, ajusta R224 en el CPU y R-el tablero Ondulatorio hasta la lectura es correcto. Refiere a Higo. 3, pg. 13 para la ubicación de R224.

### Ajustando el beneficio

1. Conectar el cable paciente a un calibrado 1-mV fuente (seguridad analyzer o defibrillator energía analyzer).

2.



Selecciona 1 SENSORES].

Para mostrar la carta de ventajas.  
Selecciona

Entonces, prensa

3. Prensa f<sup>1</sup>d o s v e c e s para mostrar la carta de beneficios. Selecciona 10
4. Prensa (PgJ<sup>T</sup>) para empezar un tiempo real printout e inyectar un 1-mV pulso.
5. Prensa (^j a quit impresión. Control el printout para ver si el pulso es 10 mm ( $\pm 0.5$  mm). Si no es, ajusta R127 en el CPU y R-el tablero Ondulatorio hasta el pulso es correcto. Refiere a Higo. 3, pg. 13 parat él ubicación de R127.

### Ajustando la producción de energía

1. Asegurar un par del adulto externo paddles está conectado y correctamente sujetado a un metro de joule calibrado / defibrillator energía analyzer.
2. Pone la energía selecciona cambio a la 20 posición de Joules.
3. Prensa (carga) en el ápice paddle. Unos sonidos de tono intermitentes como los cargos de unidad. Cuándo el tono acontece continuo, el defibrillator es plenamente cobró. Esto tendría que ocurrir dentro de 10 segundos.
4. Dentro de 30 segundos (antes de la energía es automáticamente vertido), caudal el defibrillator al metro de joule por prensado (caudal) en ambos paddles simultáneamente.
5. Asegura que la lectura de metro del joule es 20 joules ( $\pm 8\%$ ). Si no, ajusta R72 en el tablero de Suministro del Poder hasta la lectura de metro es correcto. Refiere a Higo. 4, pg. 14 parath e ubicación de R72.
6. Luego, control la energía exhibición entregada para hacer seguro lee 20 joules. Si no, ajusta R143 en el tablero de Suministro del Poder hasta la lectura de


---


1 n |.

exhibición es correcto. Refiere a Higo. 4, pg. 14 para la ubicación de R143.

7. Repite thes procedimiento para cada nivel de energía. Verifica que las lecturas de metro del joule son en las gamas siguientes: 5-J nivel = 3.4-6.6 J; 10-J nivel = 8.4- 11.6 J; 15-J nivel = 13.4-16.6 J, todos otros niveles =  $\pm 8\%$ .


Figura 2  
Ajustamientos  
de tablero del  
control





## CPU Y R-TABLERO ONDULATORIO

Figura 4  
ajustamientos de tablero de Suministro de Power



# 3

## El problema que soluciona

### Troubleshooting

La experiencia pasada muestra que muchas llamadas de servicio son debido a operador impropio technique y cables rotos. Antes de que tomas aparte el defibrillator, marca seguro que estas cosas no están causando el problema. También, no overlook el manual del *Operador*. Contienes información útil!

Las mesas siguientes te tendrían que ayudar localiza problemas a una asamblea particular.

GENERAL		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
<i>Medic 5 no girará encima</i>	- La batería está agotada o desconectó	- Reemplazar o conectar tan necessary
	- Cordón de línea del poder defectuoso o disconnected	- Conectar, reparación, o reemplazar tan necesario
	- Fusible de línea del poder FI o F2 abierto	- Reemplazar fusible soplado en tablero de suministro del poder
	- Circuitos de suministro del poder son defectuosos	- Control para: +24 V en J4, alfiler 4 +12 V en J4, alfiler 9 +5 V en J4, alfiler 5 +8 V en J3, alfiler 18 -8 V en J3, alfiler 21 - Reemplaza tablero de suministro del poder si los voltajes son incorrect
	- Cambio de selector de energía defectuoso	- Contactos de cambio del control y reemplazar si necesario
	- Tablero de control defectuoso	- Control para poder-en señal en J4, alfiler 1 - Control Q19 - Si el cambio rotativo es OK, reemplaza tablero de control



GENERAL (continuado)		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
voltajes de suministro del Power son correctos, pero exhibición de cristal líquido no opera	- Cables sueltos o rotos.	- Asegurar todos los cables entre el LCD y tablero de circuito
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	- Control U56, alfiler, 7 para transición de bajo a +5 V - Reemplaza U23 - Reemplaza tablero
	- faulty LCD Módulo	- swap Con módulo bueno sabido
	- Tablero de control defectuoso	- Reemplazar tablero
Medic 5 vueltas encima, pero suena un tono continuo	- paddle Los botones enganchados o defectuoso	- Reemplazar paddles
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	- Control para ver si DIRIGIDO D80 es blinking. Refiere a mesa de código del error para definición

DEFIBRILLATOR		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
Medic 5 no cobra	- La energía selecciona el cambio es dentro El ECG posición	- Cambiar a deseado Nivel de energía
	- paddles Está sacado o defectuoso	- Conectar o reemplazar paddles
	- Fusible F3 es abierto	- Reemplazar
	- faulty Botón de CARGO en tablero de frente o paddles	- Reemplazar cambio de membrana o paddles
	- faulty interconnecting Cable	- Reemplazar cable entre CPU y R-tablero Y tablero de suministro del poder
	- Defectuoso CPU y R-Tablero ondulatorio	- Verificar si señal de CARGO es Presente en J3, alfiler 4, en tablero de suministro del poder, reemplaza CPU y R-tablero - Verificar si voltaje analógico en U28, alfiler 6, es correcto, reemplaza tablero

## Sección 3 / Problemsolving

DEFIBRILLATOR (Continuado)		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
<i>Medic 5 no cobra (continuado)</i>	- Tablero de suministro de poder defectuoso	- Control overcharge circuito para approx. 24 V en U10, alfiler 7. Reemplaza tablero si incorrect
	- Relé de vertedero K4 no abre	- Control para 24 V a través de bobina de relé. Si correcto, reemplaza relé.
	- Almacenamiento capacitor es corto-circuited	- Control y reemplazar si faulty
	- Voltaje alto multiplier es faulty	- Reemplazar
<i>Medic 5 no cobra a más de 50 Joules</i>	- Interno paddles es connected	- El uso externo paddles
<i>Medic 5 no libera</i>	- <i>Medic 5</i> todavía está cobrando	- Esperar para A punto indication
	- incorrecto Uso de paddle botones de CAUDAL	- Ambos botones tienen que ser pulsados simultáneamente. En SYNC modo, ambos tienen que ser pulsados hasta próximo QRS
	- El cargo ha sido vertido	- re-Cargo (defibrillator tiene que ser despedido dentro de 30 segundos)
	- Suelto o roto paddle conexiones	- Reemplazar si el voltaje no cambia a +5 V en JP2, alfiler 2 y alfiler 3, cuando paddle los botones están pulsados
	- Relé de transferencia es defectuoso	- Control para 24 V a través de bobina de relé cuando DISbotones de CARGO están pulsados. Si correcto, el relé es faulty
	- Culpa en redundant transfer circuito	- Control para SHOCK y REDSHK a poder sup-tablero de chapa. Reemplaza CPU y R-tablero ondulatorio si incorrect
	- Tablero de suministro de poder defectuoso	Reemplazar tablero si la unidad toma más larga que 10 segundos para cobrar
	- El beneficio que pone es demasiado abajo en SYNC modo	- Seleccionar un beneficio apropiado para dejar QRS detección

DEFIBRILLATOR (Continuado)		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
incorrect Entregó lectura de energía en externo analyzer	- Medic 5 es incorrectamente calibrated	- re-Calibrar
	- Caudal inductor faulty o conexiones pobres	- Reemplazar o reparación connections
	- Conexiones pobres en voltaje alto circuitry	- Control y re-sentar todas las conexiones internas

ParlC

RECORDER		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
recorder No opera	- faulty Controlador de motor	Voltaje de control en JP4, clava 1 y 2, en tablero de Control. Reemplaza tablero si los voltajes son incorrect.
	- faulty Cables de interfaz	- Conexiones de control y reemplazar si necesario
	- faulty DC Motor	Voltaje de control en JP4, clava 1 y 2, en tablero de Control. Reemplaza motor si los voltajes son correctos.
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	Reemplazar tablero si voltaje en JP1, alfiler 1, no cambia a +5 V cuándo recorder está empezado
recorder La velocidad es incorrect	- calibration Está requerido	- Ajustar R3 en tablero de Control
	- faulty Controlador de motor	Reemplazar tablero de control
Calidad de rastro pobre	- printhead Es sucio	Limpio
	- printhead La resistencia es incorrect	Ajustar consiguientemente
Los caracteres faltan	- faulty printhead Controller	Reemplazar tablero de control

PartD

MONITOR		
Síntoma:	Causa posible:	Procedimiento:
waveform No aparece en monitor o recorder	- incorrect ECG Conjunto de beneficioting	- Seleccionar beneficio apropiado
	- incorrect Grupo de ventaja está seleccionado	- Seleccionar grupo apropiado
	- incorrect Amplificador de ventaja está seleccionado	- Seleccionar cualquier sensor o paddle fuente de entrada
	- El cable paciente es defectuoso	- Reemplazar
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	- Reemplazar tablero si ningún ECG señal en U37, alfiler 7
El rastro es ruidoso	- Impropio paciente prep	- Referir al <i>manual del operador</i> para correcto placement de sensores
	- Sensor pobre/paddle contacts	- Referir al <i>manual del operador</i>
	- incorrect Filtro de línea que pone	- Seleccionar 50 o 60 Hz como apropiado
	- El cable paciente es defectuoso	- Reemplazar
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	- Filtro de control y beneficio circuits
Ningún QRS beep	- El beneficio está puesto demasiado abajo	- Seleccionar un beneficio apropiado
	- El volumen está puesto demasiado abajo	- Ajustar consiguientemente
	- Defectuoso CPU y R-tablero ondulatorio	- Control QRS detección circuits

## Sección 3 Problema que soluciona

## Conector pinouts

Puedes utilizar las mesas siguientes para ayudar localizan señales durante tiroteo de problema:

EXTERNO	
Conector:	Descripción:
ECG FUERA	Analógico 1-V producción jack
PACIENTE	ECG Conector de cable paciente
PADDLE	paddle Conector
BATERÍA	Conector de batería interna
AC INLET	Conector de cordón del poder
TIERRA	Tierra jack

TABLERO de SUMINISTRO del POWER			
Conector:	Alfiler	Nombre:	Descripción:
J1	1-2	—	A K4, relé de vertedero
J2	1-2	—	Para transferir relé
J3	1	CPUSHK	Señal de shock del microcontrolador
A CPU Y R-	2	VERTEDERO	Señal de vertedero de la energía
TABIERO	3	HIGHCHG	overvoltage Señal
	4	CARGO	Señal de cargo de voltaje alta
	5	CAPVOLTS	Almacenamiento capacitor sentido de
	6	FULLCHG	La batería que cobra señal de estado
	7	ZEROPEAK	Corriente de cumbre cero señal
	8	PWRDWN	CPU Poder abajo señal
	9	CUMBRE	Cumbre señal actual
	10	BATTSTAT	Señal de batería analógica
	11	ACON	ac Poder en señal
	12-14	+5V	+5-V suministro
	15-17	GND	Tierra
	18	+8V	+8-V suministro
	19	XFEROK	Transferencia OK señal
	20	GND	Tierra
	21	-8V	-8-V suministro
	22	REDSHK	redundant paddle Señal de shock
	23	IV FUERA	Analógico 1-V señal de producción
	24	SHKDOG	redundant Señal de vigilante

TABLERO de SUMINISTRO del POWER (continuado)			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
14 Para CONTROLAR TABLERO	1	PWR-ENCIMA	Poder de cambio rotativo encima
	2	PWR-FUERA	Poder de cambio rotativo fuera
	3	ACPWR	ac Presente de poder DIRIGIÓ
	4	VS	unregulated +24 VDC
	5-6	+5V	+5-V suministro
	7-8	GND	Tierra
	9-11	+12V	+12-V suministro
	12-14	GND	Tierra
J5 A BATERÍA	1-4	—	A batería interna

## PartC

CPU Y R-TABLERO ONDULATORIO			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
<i>n</i> DE PADDLE CONECTOR	1	-	Ápice ECG entrada
	2	;	Tierra analógica
	3	'	Esternón ECG entrada
JP1 DE	1	RA	Brazo correcto ECG entrada
	2	LA	Brazo izquierdo ECG entrada
	3	LL	Pierna izquierda ECG entrada
	4	C	Pecho ECG entrada
	5	RL	Pierna correcta ECG entrada
	6	—	Tierra analógica
JP2 DE PADDLE CONECTOR	1	CARGO	paddle Señal de cargo
	2	DSCHGEA	paddle Caudal, ápice
	3	DSCHGEB	paddle Caudal, esternón
	4	+8V	+8-V suministro
JP3 DE PADDLE CONECTOR	1	PADY	paddle Señal de detección del tipo
	2	PADX	paddle Señal de detección del tipo
	3	—	De +5-V suministro
J3 DE TABLERO de SUMINISTRO	1	CPUSHK	Señal de shock del microcontrolador
	2	VERTEDER	Señal de vertedero de la energía
	3	HIGHCHG	overvoltage Señal
	4	CARGO	Señal de cargo de voltaje alta
	5	CAPVOLTS	Almacenamiento capacitor sentido de
	6	FULLCHG	La batería que cobra señal de estado
	7	ZEROPEAK	Corriente de cumbre cero señal
	8	PWRDWN	CPU Poder abajo señal
	9	CUMBRE	Cumbre señal actual

### Sección 3 *f* el problema que soluciona

CPU Y R-TABLERO ONDULATORIO (continuado)			
Conector:	Alfiler :	Nombre:	Descripción:
J3 (Continuado)	10	BATTSTAT	Señal de batería analógica
	11	ACON	ac Poder en señal
	12-14	+5V	+5-V suministro
	15-17	GND	Tierra
	18	+8V	+8-V suministro
	19-20	XFEROK	Transferencia OK señal
	21	GND	Tierra
	22	-8V	-8-V suministro
	23	REDSHK	redundant paddle Señal de shock
	24	IV FUERA	Analógico 1-V señal de producción
J5 Para CONTROLA R TABLERO	1	MTRENA	dc El motor habilita señal
	2	GND	Tierra
	3	N.C.	unused
	4	CUANDO	Dirección de microcontrolador strobe
	5	N.C	unused
	6	ADO	Autobús de dato, mordió 0
	7	MEMO	Cambio de membrana, fila 3
	8	ADI	Autobús de dato, mordió 1
	9	MEM1	Cambio de membrana, fila 2
	10	ANUNCIO2	Autobús de dato, mordió 2
	11	MEM2	Cambio de membrana, fila 1
	12	ANUNCIO3	Autobús de dato, mordió 3
	13	MEM3	Cambio de membrana, fila 0
	14	ANUNCIO4	Autobús de dato, mordió 4
	15	MEM4	Cambio de membrana, columna 3
	16	ANUNCIO5	Autobús de dato, mordió 5
	17	MEM5	Cambio de membrana, columna 2
	18	ANUNCIO6	Autobús de dato, mordió 6
	19	MEM6	Cambio de membrana, columna 1
	20	ANUNCIO7	Autobús de dato, mordió 7
	21	MEM7	Cambio de membrana, columna 2
	22	Un0	Autobús de dirección, mordió 0
	23	SYNC	Señal para sync DIRIGIÓ
	24	Un1	Autobús de dirección, mordió 1
	25	E	Microcontrolador E reloj
	26	Un2	Autobús de dirección, mordió 2
	27	PODREDUM	Cambio rotativo 4
	28	Un3	Autobús de dirección, mordió 3
	29	PODREDUM	Cambio rotativo 3
	30	Un4	Autobús de dirección, mordió 4
	31	PODREDUM	Cambio rotativo 2
	32	Un5	Autobús de dirección, mordió 5
	33	PODREDUM BRE1	Cambio rotativo 1

## Problema de sección que solución

CPU Y R-TABLERO ONDULATORIO (continuado)			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
J5 (Continuado)	34	Un6	Autobús de dirección, mordió 6
	35	R/W	El microcontrolador leído/escribe señal
	36	Un7	Autobús de dirección, mordió 7
	37	RECIRQ	Térmico recorder interrumpir señal
	38	Un8	Autobús de dirección, mordió 8
	39	RECCS	Térmico recorder el chip selecciona
	40	Un9	Autobús de dirección, mordió 9
	41	DISPIRQ	La exhibición interrumpe señal
	42	Un10	Autobús de dirección, mordió 10
	43	DISPCS	Chip de exhibición selecciona
	44	DISPRST	Señal de reinicialización de la exhibición

Parte  
D

TABLERO de CONTROL			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
JP1 A CPU Y R- TABLERO	1	MTRENA	dc El motor habilita señal
	2	GND	Tierra
	3	N.C.	unused
	4	CUANDO	Dirección de microcontrolador strobe
	5	N.C.	unused
	6	ADO	Autobús de dato, mordió 0
	7	MEMO	Cambio de membrana, fila 3
	8	ADI	Autobús de dato, mordió 1
	9	MEM1	Cambio de membrana, fila 2
	10	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 2
	11	MEM2	Cambio de membrana, fila 1
	12	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 3
	13	MEM3	Cambio de membrana, fila 0
	14	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 4
	15	MEM4	Cambio de membrana, columna 3
	16	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 5
	17	MEM5	Cambio de membrana, columna 2
	18	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 6
	19	MEM6	Cambio de membrana, columna 1
	20	ANUNCIO	Autobús de dato, mordió 7
	21	MEM7	Cambio de membrana, columna 2
	22	AO	Autobús de dirección, mordió 0
	23	SYNC	Señal para sync DIRIGIO
	24	Un1	Autobús de dirección, mordió 1
	25	E	Microcontrolador E reloj
	26	Un2	Autobús de dirección, mordió 2
	27	PODREDU MBRE4	Cambio rotativo 4





TABLERO de CONTROL (Continuado)			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
JP1 (Continuado)	28	Un3	Autobús de dirección, mordió 3
	29	PODREDUMB	Cambio rotativo 3
	30	Un4	Autobús de dirección, mordió 4
	31	PODREDUMB	Cambio rotativo 2
	32	Un5	Autobús de dirección, mordió 5
	33	PODREDUMB	Cambio rotativo 1
	34	Un6	Autobús de dirección, mordió 6
	35	R/W	El microcontrolador leído / escribe señal
	36	Un7	Autobús de dirección, mordió 7
	37	RECIRQ	Térmico recorder interrumpir señal
	38	Un8	Autobús de dirección, mordió 8
	39	RECCS	Térmico recorder el chip selecciona
	40	Un9	Autobús de dirección, mordió 9
	41	DISPIRQ	La exhibición interrumpe señal
	42	Un10	Autobús de dirección, mordió 10
	43	DISPCS	Chip de exhibición selecciona
	44	DISPRST	Señal de reinicialización de la exhibición
JP2 DE TABLERO de SUMINISTRO	1	PWR-ENCIMA	Poder de cambio rotativo encima
	2	PWR-FUERA	Poder de cambio rotativo de ac presente de
	3	ACPWR	poder DIRIGIÓ
	4	+5VS	VS Suministro
	5-6	+5V	+5-V suministro
	7-8	GND	Tierra digital
	9	+12V	+12-V suministro
	10-11	+12 VPRINT	+12-V printhead suministro
JP3 A CAMBIO de MEMBRANA	12-14	GND	+12-V regreso
	1	ACON	Señal a AC encima DIRIGIÓ
	2	SYNC DIRIGIÓ	Señal a sync columnas de cambio de
	3-6	COLO-3	membrana DIRIGIDAS 0-3
	7-10	ROWO-3	Cambio de membrana rema 0-3
JP4 A MOTOR	11-12	GND	Tierra
	1	-	De U6 a DC motor
JP5 A PRINthead	2	-	Tierra aislada a DC motor
	1	STROBE2	printhead strobe
	2	STROBE1	printhead strobe
	3	GND	Tierra
	4	RELOJ	printhead Reloj
	5	GND	Tierra
	6	LATCH	printhead latch
	7	+5V	+5-V suministro
	8	DATO DENTRO	printhead Dato

## Problema de sección que soluciona

TABLERO de CONTROL (continuado)			
Conector:	Alfiler:	Nombre:	Descripción:
JP5 (Continuado)	9	STROBE3	printhead strobe
	10-12	N.C.	unused
	13	GND	+12-V regreso
	14	+12 VPRINT	+12-V printhead suministro
	15	GND	+12-V regreso
	16	+12 VPRINT	+12-V printhead suministro
	17	GND	+12-V regreso
	18	+12 VPRINT	+12-V printhead suministro
	19	GND	+12-V regreso
	20	+12 VPRINT	+12-V printhead suministro
JP6 A CAMBIO ROTATIVO	1	PODREDUMB	Cambio rotativo, mordió 4
	2	PODREDUMB	Cambio rotativo, mordió 1
	3	PODREDUMB	Cambio rotativo, mordió 3
	4	PODREDUMB	Cambio rotativo, mordió 2
	5	VS	El cambio rotativo común
JP8 Para MONITOR	1-2	+12V	+12-V suministro
	3-4	+5V	+5-V suministro
	5	GND	Tierra
	6	GND	+12-V regreso
	7	GND	Tierra
	8	GND	+12-V regreso
	9	VERT	LCD Señal vertical
	10	GND	+12-V regreso
	11	HORZ	LCD Señal horizontal
	12	GND	+12-V regreso
	13	DOTCLK	LCD Señal de reloj
	14	GND	+12-V regreso
	15	VDATA	LCD Señal de dato
	16	GND	+12-V regreso



*Conector pinouts*

## Extracción & procedimientos de sustitución

### Sobre esta sección

Esta sección te dice cómo para sacar y reemplazar el defibrillador importante subassemblies. Para encontrar una assembly, refiere a "las partes listan & vistas explotadas" en pg. 31.

### Sustitución & de extracción



Antes de que tomas aparte el defibrillador, ser consciente de:

- **Voltaje alto.** Ser muy prudente cuándo trabajando dentro del defibrillador. Encontrarás peligrosamente voltajes altos en el almacenamiento capacitor y exhibición. También, reloj fuera de para voltaje alto cerca el fusible, poder inlet, y transformador de poder. Siempre unplug el defibrillador, disconnect el paquete de batería, y liberar el almacenamiento capacitor antes de tomarlo aparte. Internamente puedes verter el capacitor cargo en cualquier tiempo por rotating la energía selecciona cambio en el tablero de frente.
- **Electricidad estática.** El CMOS (complimentary metal-óxido semiconductor) chips en el defibrillador tableros de circuito son extremadamente sensitive a electricidad estática. También, el printhead y la exhibición es sensible a estático. A minimize el riesgo de daño, uso un grounding strap y trabajo en una superficie antiestática.



Cuándo sacas una assembly, atención de paga al cable y posiciones de conector (refiere a Higos. 10-11 en pgs. 39-40). Esto lo hará más fácil de poner atrás junto!

### Paquete de batería

1. Disconnect El AC cordón de poder.
2. Loosen El tornillo en el atrás del defibrillador que asegura la cubierta de batería. Saca cubierta de batería.
3. Cuidadosamente unplug conector y sacar paquete de batería vieja.
4. Posición paquete de batería nueva en el compartimento así que los cables de ventaja del conector son luego al mating receptáculo.

5. Tapón el conector de paquete de la batería a mating receptáculo. Vestido los cables tan no atan o pizca y hacer el conector seguro es securely plugged-dentro.
6. Reemplaza cubierta de compartimento de la batería y apretar tornillo. Reconnect El AC cordón de poder a un laborable outlet.
7. Después de instalar la batería, vuelta la energía selecciona cambio a Q33. Verifica que la BATERÍA "de mensaje que COBRA" o "la batería COBRÓ" aparece en la parte superior de la pantalla. Si él no, conectar el defibrillator a un AC outlet y dejar el cargo de batería para al menos 8 horas antes de utilizar otra vez (ve Probar la batería" en pg. 6 y "Charging la batería" en pg. 42).

### Recinto

1. Cuidadosamente poner el defibrillator en su tablero de frente.
2. Saca cuatro (4) tornillos de recinto posterior y cuidadosamente colocar el defibrillator en su atrás.
3. Suavemente separado y abrir ambas mitades de recinto en la base.
4. Reemplaza en orden inverso.

**Importante!** Cuando pusiste el recinto respalda junto, marca seguro no pellizca cualesquier cables internos.



### Tablero de control

1. Recinto abierto tan anteriormente describió.
2. Saca conectores y cuatro (4) tornillos.
3. Cuidadosamente sacar tablero.
4. Reemplaza en orden inverso.

### Asamblea de impresora

**Caution!** El printhead es muy sensible a electricidad estática. Mango con cuidado.

1. Recinto abierto tan anteriormente describió.
2. Saca conectores y dos (2) los tornillos que aseguran fiberglass bracket.



## Procedimientos de sustitución & de Extracción de

3. Saca grabar papel y dejar puerta de compartimento del papel abierta.
4. Asamble de impresora del deslizamiento fuera.
5. Reemplaza en orden inverso. *Reajustar el printhead stroke* cuando descrito en página 8.

### Asamblea de exhibición



**Caution!** La exhibición es frágil y muy sensible a electricidad estática. Mango con cuidado..

1. Saca el control entabla tan anteriormente describió.
2. Suavemente unsnap la asamblea de exhibición de montar latches.
3. Reemplaza en orden inverso.


### CPU Y R-tablero Ondulatorio

1. Recinto abierto tan anteriormente describió.
2. Saca conectores y dos (2) los tornillos que aseguran el tablero.
3. Saca tablero.
4. Reemplaza en orden inverso.

### Batería de litio



**Importante!** Si sacas esta batería cuándo el defibrillator está apagado, toda memoria está perdida! Para evitar esto, cuidadosamente seguir el procedimiento

1. abajo.
2. Recinto abierto tan anteriormente describió. 
3. Vuelta la energía selecciona cambio a



Localiza y sacar batería de litio.

**Caution!** Reloj fuera de para voltaje alto dentro del defibrillator! También, marca seguro la batería positiva y negativa las terminales son correctamente alineó.

4. Reemplaza en orden inverso.

## Sección 4 procedimientos & de sustitución de la Extracción

### tablero de Suministro del Power

1. Sacar el paquete de batería y recinto abierto tan anteriormente describió.
2. Posiciones de nota y sacar todos los conectores de tablero. Cuidadosamente sacar cables de capacitor, bloque terminal, e inductor.
3. Saca siete (7) los tornillos que aseguran el tablero y dos (2) los tornillos que aseguran poder inlet asamblea.
4. Cuidadosamente tablero de deslizamiento atrás hacia la base y fuera de slots. Entonces, ascensor el tablero arriba de y fuera de recinto.
5. **Reemplaza en orden inverso.** *Marca seguro todos los cables son correctamente routed (especialmente el cable a través de sensor actual HD1). Ve Higo. 11, pg. 40.*

### Fusibles

hay cuatro (4) fusibles en el tablero de Suministro del Poder. Tienes que sacar el CPU y R-tablero Ondulatorio para accederles. Siempre fusibles de uso del mismo tipo y valorando como los originales.

### Almacenamiento de voltaje alto capacitor

1. Saca Suministro de Poder entabla tan anteriormente describió.
2. Saca dos (2) tornillos de metal bracket y sacar capacitor.

**Nota:** para impedir accidental cobrando o liberando durante manejar, instalar un cable de jersey a través de las terminales del storabia capacitor. Sólo hacer esto después del poder está sacado y el capacitor está liberado. No olvida para sacar el jersey antes de que tú reasemble el defibrillator.

3. Reemplaza en orden inverso.

### Inductor Asamblea

1. Saca Suministro de Poder entabla tan anteriormente describió.
2. Saca conectores y un (1) tornillo en bloque terminal.
3. Saca inductor.
4. Reemplaza en orden inverso.



### Keypad

1. Recinto abierto tan anteriormente describió.
2. Disconnect Cable plano en JP3 en tablero de Control y cáscara de viejo keypad.
3. Reemplaza en orden inverso.

### Las partes listan & vistas explotadas

Para localizar el importante subassemblies, refiere a Higos. 5-9 en páginas 34-38 y esto separa lista:

LISTA de PARTES		
Elemento #	Parte#	Descripción
1	890793	hinge Receptáculo de alfiler
2	890794	hinge Alfiler
3	850630	Primavera
4	890738	Cubierta de compartimento del papel
5	890787	Aguantando
6	862289	Rodillo
7	890819 890815 890816 890817 890818	Recinto de frente (doméstico) Recinto de frente (inglés) Recinto de frente (alemán) Recinto de frente (francés) Recinto de frente (español)
8	890768	Pie
9	890811 890812 890813 890814	CPU Y R-tablero Ondulatorio (doméstico) CPU Y R-tablero Ondulatorio (alemán) CPU Y R-tablero Ondulatorio (francés) CPU Y R-tablero Ondulatorio (español)
10	890798 890810	tablero de Suministro del Power (doméstico) tablero de Suministro del Power (extranjero)
11	890820 890821	Recinto de atrás (doméstico) Recinto de atrás (extranjero)
12	702008	Tornillo
13	890785	paddle Bien fuera de bumper







LISTA de PARTES (continuado)		
Elemento #	Parte#	Descripción
14	890786	paddle Bien dentro de bumper
15	890700	Alojamiento hembra
16	890822	Bala
17	850690	Primavera de compresión
18	890699	Alojamiento macho
19	702009	Tornillo
20	700519	Tornillo
21	890801	ribbon Asamblea de cable (Control de impresora)
22	890790	Tablero de control
23	825181	Cable de 44 alfileres asamblea (CPU y R-Control Ondulatorio)
24	825183	Cable de 14 alfileres asamblea (Control de Suministro del Poder)
25	825184	Cable de 16 alfileres asamblea (Control de exhibición)
26	827985	Cable y cambio rotativo asamblea
27	890803	bracket
28	890804	Asamblea de exhibición
29	890788	Lente para exhibición
30	890776	fiberglass bracket
31	862332	Asamblea de impresora
32	890803	Asamblea de conector de cable paciente
33	845919	bushing
34	819560	50-Q resistor
35	890775	Escudo
36	890770	Primavera
37	890771 890777	Primavera de asamblea de titular de papel Plástico insertar (usos 700519 tornillo)

## Procedimientos de sustitución & de Extracción de

LISTA de PARTES (continuado)		
Elemento #	Parte#	Descripción
38	844889	Cambio rotativo knob
39	850662	Batería de litio
40	825182	Cable de 24 alfileres asamblea (Suministro de Poder / CPU y R-Ola)
41	890744	paddle Conector bracket
42	890802	paddle Asamblea de cable del conector
43	811656	Filtro
44	890743	ac Asamblea de cable de la entrada
45	890783	bracket
46	813444	Almacenamiento capacitor (usos 890800 espuma pads)
47	842920	Fruto seco
48	830073	Bloque terminal
49	834547	inductor (Usos 890800 espuma pad)
50	890773	bracket
51	890769	Pie
52	890767	Mango (usos 702008 tornillos)
53	890779	Cubierta de compartimento de la batería (usos 702007 tornillo)
54	850711	Asamblea de batería
Otro	067006	Externo paddle conjunto (inglés)
	067007	Externo paddle conjunto (alemán)
	067008	Externo paddle conjunto (francés)
	067009	Externo paddle conjunto (español)
	067112	5-ventaja ECG cable paciente
	007940	Papel de registro térmico
	047262	Cordón de poder (doméstico)
	007082	Cordón de poder (extranjero)
	086194	Medic El manual de 5 Operador
	825184	Asamblea de cable (exhibición / CPU y R-Ola)
	890780	keypad (Doméstico)

## Sección 4 **sustitución** de Extracción & procedimientos

Figura 5  
Vista explotada:  
Compartimento de papel  
y  
Recintos



## Sección 4 **jj** procedimientos & de sustitución de la Extracción

*Vista explotada:  
paddle bien detalles*






Figura 10

**Figure 7**  
Exploded view: front  
enclosure contents



## Sección 4 **jj** procedimientos & de sustitución de la Extracción

Vista expl  
contenidos de r  
de atrás





## Sección

Saqué & v placement  
Procedimientos

Figura 9  
Vista  
explotada  
Comparti  
mento : Batería







Figura 10

Encaminamientos de cable de recinto de frente

NOTA: MANTENER TODOS los CABLES FUERA DE RELÉ K4




Sección

4

Figura 11

Encaminamientos de cable de recinto de atrás



CLIP de CABLE

## Mantenimiento

### **mantenimiento Preventivo**

El propósito de mantenimiento preventivo es para reducir o eliminar problemas futuros tanto tan posible. Manteniendo el defibrillador en la condición operativa buena asegura que actuará sin incidentes y dependably.

Al menos una vez un año, tienes que:

- ✓ Visually Inspecciona el defibrillador
- ✓ Limpio el defibrillador
- ✓ Control el cordón de poder
- ✓ Control el cable paciente
- ✓ Inspeccionar el printhead
- ✓ Control la batería interna
- ✓ Control el leakage corrientes e impedancia

Mantenimiento y recomendaciones adicionales las rutinas están descritas en el manual de vuestro *Operador*. Si una reparación está requerida, técnicos cualificados sólo tendrían que hacer el trabajo. Refiere a "Servicio" en pg. 5.

### **Inspección visual**

Control para cualquier cosa fuera del normal. Es allí cualesquier grietas o perdiendo partes? Es los cordones y los conectores averiados o débil? Hace el defibrilator parece para operar correctamente? Es allí un buildup de electrodo gel en el paddles? Si todo mira bien, pero todavía sospechas un problema, control dentro del defibrillador para conexiones sueltas, bum daño, o contamination de líquidos.

### **Limpieza**

La necesidad para limpieza depende en el entorno y qué a menudo el defibrillador está utilizado. Uso una tela húmeda para limpiar el alojamiento. Evita abrasive limpiadores o abrillantadores. Wipe Seco con una tela blanda, limpia. Es especialmente important para limpiar el paddles y electrode superficies. Un buildup de gel puede crear



Un

un peligroso conductor pathway entre el paddle electrodo y el operador durante defibrillation!

**Caution!** Siempre girar el defibrillator de y disconnect el cordón de poder antes de limpieza. No vierte líquidos (como alcohol u otros limpiadores) en la unidad. Esto causará daño eléctrico severo!

### Power cordón

Control el cordón de poder y electrodoméstico inlet para cualesquier señales visibles de deterioración, conexiones sueltas, o bum daño.

### Patient Cable

Control el cable paciente y conector de entrada para cualesquier señales visibles de daño o conexiones sueltas. Disconnect El cable paciente de la unidad e inspeccionarlo para circuitos cortos, cables rotos, o contactos pobres por medir el resistance para individual ventajas de electrodo.

## Manteniendo el printhead

Mantener la variedad térmica printhead libre de suciedad y otros materiales extranjeros.



**Aviso!** El printhead es muy sensible a electricidad estática. Uso un antisuuperficie de trabajo estático.

Grupos o puntos individuales de puntos que no imprimen (particularmente en el baseline) es una indicación que el printhead es sucio. Uso una cantidad pequeña de mbbing alcohol y una pelusa-libre swab para sacar residuo. Evita abrasives o limpiadores que pueden averiar el printhead.

## Cobrando la batería

El *Medic 5* tiene un rechargeable, batería interna. Esta batería es automatically recharged whenever el defibrillator es plugged a un AC fuente. Normalmente, la batería proporciona bastante poder para al menos 50 consecutivo 360-J caudales o sobre 2.5 horas de control continuo. Al menos una vez cada 3 meses, control el rendimiento de batería cuando perfilado en "Probar la batería" en pg. 6.

**Nota:** Los tiempos operativos son aproximados. El tiempo real varía depender a cuánta impresión está hecha en poder de batería. Si el defibrillator está almacenado para un periodo largo de tiempo, tendría que ser recharged una vez cada 6 meses



Para impedir una reducción en la vida de la batería. Bajo circunstancias normales, la expectación de vida de la batería es aproximadamente 2 años.


## **Midiendo chasis leakage corriente**

Usa un metro de calidad alto o seguridad analyzer capaz de probar a AAMI especificaciones. Un metro inadecuado puede producir erróneo leakage lecturas. Hacer el leakage pruebas en un nonconductive estación de trabajo.



**Ser prudente!** El metro tiene que ser suitably insulated y capaz de conestar el voltaje de línea del poder.

Para comprobar el chasis leakage corriente:

1. Vuelta *el Medic 5 Defibrillator* la energía selecciona cambio  a
2. Conectar un leakage metro entre la tierra de chasis de tablero de atrás jack y tierra de línea del poder. Asegura que leakage la corriente es menos de 100  $\mu$ A.
3. Línea de tierra abierta y asegurar leakage la corriente es menos de 100 pA.
4. Polaridad de línea inversa y asegurar que leakage la corriente es menos de 100 pA con la tierra cerró.
5. Con polaridad invertida, línea de tierra abierta y asegurar leakage es menos de 100 pA.

## **Midiendo paddle leakage corriente**

Usa un metro de calidad alto o seguridad analyzer capaz de probar a AAMI especificaciones. Un metro inadecuado puede producir erróneo leakage lecturas. Hacer el leakage pruebas en un nonconductive estación de trabajo.

**Ser prudente!** El metro tiene que ser suitably insulated y capaz de con-  
— e s t a n d o el voltaje de línea del poder.

1. Conectar un leakage metro entre el paddle electrodos y corriente de medida.
2. Marca seguro que hay menos thanl  $\mu$ A leakage.



## Comprobando la impedancia de tierra

Para comprobar la impedancia de tierra:

1. Disconnect El cordón de poder de receptáculo de pared.
2. Conectar un ohmmeter (capaz de medir milli-ohmios) entre tierra de chasis en *el Medic 5 Defibrillator* poder y tablero de atrás terminal de tierra del cordón.
3. Asegura que la impedancia de tierra es menos de 0.1 Q.

# Teoría de operación

## Introducción

El *Medic 5* integra un defibrillador, monitor, y recorder a un sistema solo, portátil controlado por tres circuitos principales: el tablero de Suministro del Poder, el CPU y R-tablero Ondulatorio, y el tablero de Control. Esta sección describe cada uno de los tableros. Véase Higo. 12 en página 46 para un overview del sistema.

## tablero de Suministro del Poder

El tablero de Suministro del Poder genera todo de los suministros de poder del sistema y batería de controles que cobra. También genera y controla los voltajes altos requeridos para defibrillation.


### Convertidor de línea

El suministro de línea del poder está conectado vía dos tableros-fusibles montados, FI y F2. Para 220-VAC operación, BR1 proporciona plena-rectificación ondulatoria. Cobra filtro de entrada capacitores C1 y C2 a un nominal 320 VDC. El 110-VAC la entrada está acomodada por linking el director neutro al midpoint de C1 y C2. En este caso, BR1 actúa como dos medio-onduladorios rectificadores, cobrando C1 en positivo medio-ciclos y C2 en negativo medio-ciclos. El resultado es un total de 320 V DC a través de C1 y C2, tan antes. RV1 y RV2 son termistores que limitan inrush corriente a C1 y C2 cuando el poder está cambiando encima.

En poder-encima, Q1 vuela en vía R3 y C3. D1 clamps la base de Q1 en 11V. El cátodo de D2 es en aproximadamente 10 V, proporcionando un suministro provisional para IC1. Después de que sobre 200 ms, C3 carga bastante para apagar Q1.


IC1 controla el cambiando de poder MOSFETs Q4 y Q5, los cuales conducen el primario winding de T1, un transformador de aislar. El feedback winding en T1, clava 3 y 5, proporciona un suministro continuo para IC1. Su output es rectificado por D9-D12 y suavizado por L8 y C21, proporcionando un aproximado 20-VDC entrada a IC3, un regulador de voltaje. D2 acontece inverso-predispuesto por el regulado 13-V producción de IC3, el cual toma sobre el suministro de Q1. D3 protege IC1 si una culpa ocurre en IC3. Si el 13-V el suministro no es establecido antes de Q1 apaga, el sistema no empezará.

Yo





Así  
que  
un M  
8.1.2 K)  
.Un' un.  
Un  
3 3





T2 y C15 pasea las puertas de Q4 y Q5 en fase opuesta de IC1, clava 11 y 14. El paseo aislado de T2 impide calor excesivo buildup por asegurar que Q4 es completamente de cuándo Q5 es encima y viceversa. La frecuencia de cambiar está puesta en 35 kHz por R15, C13. R16 mantiene Q4 y Q5 de para aproximadamente 2  $\mu$ s para impedir cualquier posibilidad de shorting el 320-V línea a tierra de circuito. C12 actúa un retraso de inicio blando de sobre 300 ms a gradually establecer the ciclo de deber normal de Q4 y Q5. C20 y R68 forma un snubber circuito para reducir transients.

El principal secundario winding en T1, clava 13,15, y 16, es lleno-ola rectified por D6. L1, C22, y C23 filtro el secundario de producir un suavizado 24 VDC. IC4 sentidos una fracción de este voltaje vía R27-29 y lo compara con un 12-V la referencia generada por D8 y R30. Producción de IC4 paseos opto-isolator OP1 vía R34. Si la carga externa causa el 24-V producción para variar, el ligero emitted del fotodiodo de OP1 fluctuates, causando un cambio correspondiente en el voltaje desarrollado a través de R6. IC1 monitores este voltaje en alfiler 1. El voltaje en IC1, alfiler 2, está aguantado en una constante 2.5 V. Feedback En alfiler 9 conjuntos el DC beneficio en unidad. Así, IC1 compensa para cualquier cambio por controlling la longitud de tiempo los transistores de cambiar están girados encima. En esta manera, el voltaje de producción está regulado vía un enlace óptico.

El centro-tocado secundario winding en T1, clava 9,10, y 12, es rectified por D13 y filtrado por L7 y C25. El resultando 11-VDC la producción está añadida al regulado 24-V suministro para proporcionar un nominal 33 V, el cual cobra el defibrillator ventaja interna-batería de ácido.

Un actual limitando el circuito cierra las señales de paseo a Q4 y Q5 en el acontecimiento de un corto o actual overload. El voltaje de cumbre a través de R22 está aplicado al inverting entrada de un comparador, U2, en alfiler 3. D5 y C17 rectify y suavizar este voltaje. El no-inverting entrada en U2, alfiler 2, es una constante 13-V la referencia derivada de IC3 vía R18-19. La producción de IC2, pin 7, es normalmente alto, manteniendo Q2 girado en vía R13. Si un overload ocurre, los cambios de comparador abajo y apaga Q2. Estas causas IC1 para cerrar y temporalmente sacar el paseo a Q4 y Q5.

## **Reguladores secundarios**

El 12-V el regulador está basado alrededor de IC14. Opera como buck regulador, cambiando en 100 kHz. R80 y C52 proporciona indemnización de frecuencia. Una fracción del voltaje de producción, puesto por R82-83, está alimentado atrás para clavar 1. Un amplificador de error interno compara este voltaje con una referencia estable. Si el voltaje de producción es abajo, el cambio interno está girado ENCIMA, y flujos actuales

a través del inductor y a la producción capacitor. Cuando el voltaje de producción supera el valor nominal, el cambio está apagado. El almacenado energy en el inductor invierte su polaridad, toma el camino a través del diodo, y envía corriente a la carga mientras el voltaje está mantenido por el capacitor. C66 reduce producción spikes por ir más despacio D30.

El 5-V el regulador está basado alrededor de IC15. Opera como buck regulador, cambiando en 50 kHz. El voltaje de producción está alimentado atrás para clavar 4. La operación interna es el mismo tan descrito anteriormente para el 12-V regulador. L4 y C56 sirve a más allá reducir producción ripple.

El +8-V el suministro es un buck el regulador que utiliza IC12. Cambiando la frecuencia está puesta por C58 en 30 kHz. R86 y R88 proporciona feedback al amplificador de error. R87 conjuntos la producción límite actual en 500 mA.

El -8-V usos de suministro IC13. Q18 lo deja para operar en el buck inverting modo. R89 y R94 configura el amplificador de error en la polaridad opuesta del +8-V suministro. C63 conjuntos la frecuencia operativa en 70 kHz. C61 y R90 proporciona indemnización de frecuencia para el amplificador de error. R91 conjuntos la producción límite actual en 500 mA. R92-93 proporciona el paseo de base fo Q18.

### Power selección

Relé K2 selecciona poder de batería o rectified ac. Cuando AC está aplicado al relé, su bobina es energized a través de R118 y D19. Si el AC caídas de suministro bajo 18 V, la bobina de relé es de-energized y poder de batería está seleccionado.

### En/Standby selección

Q19 actúa el encima/standby selección. Cuando standby está seleccionado, el cambio rotativo aguanta la reinicialización en dedo-flop IC5-Un alto en alfiler 4. Si el cambio está movido a cualquier otra posición, alfiler 4 va abajo. Este momentarilly alfiler de conjuntos 6 alto y alfiler de fuerzas 1 alto, conduciendo Q16 para girar en Q19. Cuando el cambio está movido atrás a standby, IC5-Un va alto en alfiler 4 y alfiler de fuerzas 1 abajo, apagando Q16 y Q19. Si el software detecta una condición de batería baja, baja la entrada a Q7. Estos relojes IC5-Un en alfiler 3 y alfiler de fuerzas 1 bajo de cerrar del poder.

## **Batería charger**

La batería que cobra el circuito está basado alrededor de IC7, el cual opera en un modo de flotador dual y regula el cobrando actual a la batería por controlar Q22. R107 limita el cobrando actual a 500 mA durante bulk cobrando. R100 limita el inicial cobrando actual de impedir alto actual cobrando si una célula de batería es shorted. Cuando el voltaje de batería logra 28.3 V, un conjunto de umbral por R101-103, el charger va a overcharge modo hasta que logra 29.9 V. En este punto, la batería es completamente cobrado e IC7 reverts al flotador-modo de cargo, manteniendo la batería en una constante 27.6 V.

## **Caudal de convertidor de voltaje & alto control**

El corazón del circuito de oscilador del poder es T3, un alto voltage paso-arriba de transanterior. Transistores Q10-Q11 pasean el centro-tocado primario de T3 en empujón-modo de atracción bajo el control de IC9, un pulso de producción dual-ancho regulator. R51-52, D21, y D22 protege las puertas de Q10 y Q11 de spurious oscillations y swpicator spikes. D24 y D25 protege cada transistor de voltage alto spikes causó por leakage inductancia del primario winding. C40 y R54 forma un snubber circuito a más allá reduce cambiar transients.

Poder para IC9 está derivado del principal 24-V línea mediante un sencillo 15-V regulador lineal, IC8. La frecuencia de cambiar está puesta en aproximadamente 35 kHz por R49 y C37. R50 proporciona sobre un 2- $\mu$ s tiempo muerto durante el cual Q10 y Q11 está apagado. C36 implementa una función de inicio blando a graduel aliado aumenta el ciclo de deber del oscilador y limitar la corriente primaria inicial en-prisa después de cobrar empieza. Cobrando actual al almacenamiento de energía capacitor está controlado a través de un 150-Q resistor y el amplificador de error interno de IC9. R47, C32, y R45 configura el amplificador como un integrator con el no-inverting la terminal aguantada en 5 V vía R48. La producción de amplificador controla el ciclo de deber del conductor waveforms a las puertas de Q10-Q11 y mantiene un voltage constante a través del 150-Q resistor. Por tanto, el almacenamiento capacitor está cobrado con una corriente constante de aproximadamente 33 mA.

Un cargo está iniciado cuando el microcontrolador pone la línea de CARGO alto, girando en Q8 y trayendo el shutdown alfiler en IC9 abajo vía R42 (suponiendo Q9 es fuera, ve discusión más tardía). Un bajo en el shutdown el alfiler habilita el paseo a los transistores de cambiar y el capacitor empieza para cobrar. El voltage en el almacenamiento capacitor es continuamente controlado por el microcontrolador vía el CAPVOLTS línea, el cual nota una fracción del

voltaje real a través de R72-73 y un 40-MQ resistor de grifo dentro del multiplier. Cuando el valor que corresponde a la selección de energía está lograda, el microcontrolador pone la línea de CARGO abajo otra vez, y el oscilador está imposibilitado. El multiplier pliega la cumbre-a-voltaje de cumbre en la producción de T3. Además del 150-Q resistor de sentido actual y 40-Mfi resistor de grifo, otro 40-MD resistor de grifo deja para control independiente del voltaje de cobrar en el acontecimiento de un fracaso en el microcontrolador es Un/D circuitry.

El relé de vertedero, K4, internamente desarma el almacenamiento de energía capacitor cuándo necesario. Bajo circunstancias normales, el relé es aguantó cerrado para conectar el 3.9-kQ, 50-W resistor de poder, R60, a través de las terminales del almacenamiento capacitor. Whenever Un cargo está pedido, el microcontrolador primero pone la señal de VERTEDERO alto, entonces la señal de CARGO alto. Q12 vueltas en vía R61 y energizes la bobina de relé del vertedero, disconnecting R60 del almacenamiento capacitor terminales. (Nota que Q13 normally está aguantado en por el overcharge comparador, IC10.) Si un software u otra culpa asociada con el VERTEDERO o señales de CARGO causa IC9 para cobrar cuándo el relé de vertedero está cerrado, un hardware interlock entre Q12 y el shutdown alfiler de IC9 es activated. Normally, Q9 está aguantado encima, manteniendo el shutdown alto vía D20 y R44. Este paseo adicional de Q9 es suficiente a override un incorrect señal de CARGO que intenta para estirar shutdown abajo vía Q8. Cuando el relé energizes normalmente, Q9 está apagado y el shutdpropio opera correctamente.

El mismo hardware interlock puede ser utilizado por el overcharge comparador, IC10. Una fracción del almacenamiento capacitor cobrando voltaje cuando determinado por R66 y R67 está comparado con un fijo 5-V la referencia derivada de IC9. La producción del comparador es normalmente alto, manteniendo T13 girado en vía R62. Si el almacenamiento capacitor continúa cobrar allende el voltaje corresponding al 360-J selección, la producción de IC10 cambios a 0 V. Q13 cambios fuera, de-energizing el relé de vertedero y desarmaring el almacenamiento capacitor. Además, shutdown está forzado alto vía Q9 y cobrando está imposibilitado. D26 acontece adelante predispueto y reduce el nivel de referencia en alfiler 2 del comparador. Este hysteresis la acción asegura que IC10 no cambia atrás como la gorraacitor decadencias de voltaje. El overcharge la condición está señalada al microcontrolador vía R58 y R59 en el OVERCHGE línea. Un cambio de nivel en OVERCHGE causa el microcontrolador para poner la señal de VERTEDERO abajo, el cual asegura que K4 estancias cerraron después de IC10 reverts a su estado normalmente alto.

Simultáneamente pulsando el ÁPICE y ESTERNÓN paddle botones de CAUDAL causa el microcontrolador para poner la línea de SHOCK alto. Cambios de SHOCK en Q14 vía C41, R70, y R71 para sobre 90 ms. La línea de SHOCK es

gated Con una señal de IC11, el cual actúa una función de vigilante. Si IC11 no es tickled cada 300 ms, la transferencia de energía está imposibilitada. Si IC11 es functioning, Q25 es energized como redundante transistor de paseo para el relé de transferencia, RL2. Q24 y asociados componentes proporcionan detección de culpa para Q14 y Q25. Cuando Q14 y Q25 es encima, RL2 es energized y el almacenado capacitor la energía está transferida al paciente vía el paddle electrodos.

Sensor actual HD1 produce un voltaje proporcional a la corriente de caudal en IC21-D, alfiler 12. La señal está amplificada, filtrada, y presentada en IC21-C, alfiler 10. Un circuito de cronometrar, comprendido de IC11-Un, Q23, y C77, deja el microcontrolador para leer y procesar la señal en IC21-Un, alfiler 1. Cualquier offset debido a variaciones en el cur sensor de alquiler está restado del resultado final por leer IC21-C, alfiler 8, previo al caudal.

## CPU Y R-tablero Ondulatorio

El CPU y R-el tablero Ondulatorio contiene la lógica principal para el sistema. Adquiere y amplifica el ECG señal, detecta R-olas, y communicates con los componentes periféricos para operar el defibrillator.

### Suministro de poder aislado

El poder para el amplificador de ventajas aislado está derivado del +8-VDC suministro de poder vía un doble-toroid la asamblea enlazada a través del vacío de aislamiento por una vuelta sola de cable de voltaje alto. En poder-arriba, Q3 vueltas en vía R213 y el 8-V el suministro aparece a través del inferior winding. Los aumentos actuales linearly en Q3, induciendo un voltaje constante en ambos el middle y superior windings y causando el coleccionista de Q4 para aumentar a 16 V. También, 8 V está inducido en el inferior winding. Esto mantiene Q3 cambiado encima. Cuando el núcleo de ferrita empieza a saturate, las disminuciones de voltaje inducidas para reducir el paseo de base a Q3. También, corriente de coleccionista en Q3 disminuciones; y la polaridad de los voltajes inducidos es reversed. Estos cambios Q3 de y Q4 encima. De este modo, el circuito oscila en una frecuencia determinada por la saturación flux del núcleo de ferrita.


El cambiando waveform también está inducido en el núcleo secundario. Es rectified y suavizado por D23, D24, C6 y C12 para proporcionar el  $\pm 8$ -V suministros aislados para el amplificador.

### Amplificador de ventaja aislada

Un esquema de bloque para el fin de frente aislado está mostrado es Higo. 12, pg. 46. Actual limitando resistors R4 y R66-69 protege el RA, LA, LL, RL, y C electrode entradas contra defibrillator voltajes. Diodos D1-8 y D91-92








**S 5? 2?**

Yo  
?

Un\* 5£

Si.  
**ft**  
33.  
Un  
Si.



Más allá reducir el voltaje de desglose y limitar el voltaje de entrada máximo. Buffer Amplificadores U1 proporciona una impedancia de entrada alta para el electrode las conexiones y la ayuda reducen el efecto de impedancia de contacto de electrodo alta en el amplificador.

U19-Unas sumas, amplifica, und invertis las producciones del RA, LA, y LL amplificadores. La producción combinada de U19-Unos paseos el RL paciente connection. R51 límites la corriente directa que puede fluir al paciente bajo condiciones de culpa a aproximadamente  $\pm 1$  pA.

RI-3 proporciona pequeño negative corrientes de sesgo a las entradas del RA, LA, y LL buffer amplificadores. Si cualquiera de los electrodos pacientes acontece detached, U19-B señala la ventaja de condición al microcontrolador vía opto-isolator U5. CII Filtra ruido para impedir falso provocando de la ventaja de señal. El electrodo de pecho (C) no es incluido delante de circuito de detección.

Las producciones del RA, LA, y LL los amplificadores están conectados a una red de Wilson del estándar que consiste de 10-kO resistors. Esta red deriva la media de cada electrode par de señal, junto con la media de todo tres señales. Estos cuatro señal nueva combinaciones, más el original tres, está aplicado a las entradas de dos multiplexores analógicos, U3 y U4. El multiplexers seleccionar qué señales pacientes están presentadas to las entradas del diferencial sistema de amplificador, bajo el control de la tres ventaja selecciona señales en las producciones de U6-8.

La ventaja SELECCIONA CÓDIGO			VENT AJA	ENTRADAS de AMPLIFICADOR	
C	B	Un		+U9-B, alfiler 5	-U9-C, alfiler 10
0	0	0	PRUEBA	GND	GND
0	0	1	Yo	RA	LA
0	1	0	II	RA	LL
0	1	1	m	LA	LL
1	0	0	AVR	(LA+LL)/2	RA
1	0	1	AVL	(RA+LL) / 2	LA
1	1	0	AVF	(RA+LA)/2	LL
1	1	1	V	(RA+LA+LL)/3	C

U9-B, U9-C, y U9-D formar un amplificador diferencial con un beneficio total de 573. La producción en U9-D, alfiler 14, está integrado por U9-Un, R11, y C15. Cualquier DC voltaje de offset en U9-D, alfiler 14, causa el integrator producción para aumentar en la polaridad opuesta. El integrator la producción alimenta atrás vía R83 y causa el DC offset a decadencia a cero. El feedback la acción es equivalente a un filtro de pase alto con una frecuencia de rotura de aproximadamente 0.05 Hz.

Un sistema de recuperación rápido, consistiendo de R13-14, D16-17, R44, y C16, asegura rápido ECG recuperación de señal después de defibrillator transients. La gama dinámica del sistema de amplificador es  $\pm 5$  mV. 5-mV señales de entrada aparecen en U9-D, alfiler 14, con una amplitud de 2.86 V. R14 y R44 reduce el amplitud a 694 mV, el cual adelante predispone cualquier D16 o D17, dependiendo en polaridad de señal. R11 Es shunted por R13-14 con una mucha resistencia más baja (approx. 85 k $\Omega$ ). Esto deja una recuperación proporcionalmente más rápida de la señal atrás hacia la exhibición baseline. La frecuencia baja breakpoint reverts a 0.05 Hz cuándo la señal de entrada está reducida a la gama operativa normal. C16 asegura que el sistema de recuperación rápido no es provocado por pacemaker pulsos.

Además del sistema de recuperación rápido, U18, U57-Un, y Q1 proporciona más rápido baseline estabilización during dirige cambiar y cal generación de pulso. La producción de U18 es un pulso positivo que causa U57-Un, alfiler 1, para balancear positive y vuelta en Q1. Este shunts R11 con el un mucho valor más bajo (R12). El integrator constante de tiempo es decreased y cualquier DC offset is deprisa nulled.

La señal en U9-D, alfiler 14, es abajo-el pase filtrado por U57-B con un 3-dB frecuencia de 224 Hz. D28 y D30 límite la señal a  $\pm 4$  V. Entonces, es multiplexed por U11 a U15, el cual conduce opto-acoplador U14. La producción de U14 está amplificado por U54-B y componentes asociados. Potenciómetro R224 está ajustado para eliminar cualquier offset debido a variaciones en el beneficio de U14.

El ECG la señal es multiplexed al paso-detector de pulso circuitry empezando con U16-Un, un bandpass filtro. El superior y más bajo 3-dB frecuencias de rotura son 4.8 kHz y 1.6 kHz, respectivamente. Esto attenuates el ECG señal, mientras realzando cualquier incoming paso-pulso spikes. U16-D proporciona trucaje más lejano por amplificar las señales de entrada según su tiempo de aumento. R47 minimizes ringing. U16-C, D19, D22, y R23-25 producto una producción de pulso positiva, a toda costa de la producción de U16-D. Comparador U16-B cambios cuándo el voltaje en alfiler 5 supera el conjunto de referencia por R26 y R49. U12 transmite el cambio de nivel con cada paso-detección de pulso.

### Aislado paddle amplificador

Un esquema de bloque para el fin de frente aislado está mostrado en Higo. 12, pg. 46. Operation Del paddle el amplificador es similar al amplificador de ventaja, excepto selección de ventaja y muting. Otras diferencias incluyen: 0.5-Hz integrator frequency respuesta, 34-Hz abajo-filtro de pase.

### Selección & de filtro del beneficio


Un esquema de bloque está mostrado en Higo. 12, pg. 46. U38, un multiplexor analógico, selecciona el ancho de banda que filtra y 50-Hz o 60-Hz entalla filtrar. La producción de U38, alfiler 15, también está pasado al beneficio selecciona circuitry, comprendido de U43, U37-B, y componentes asociados. Cuatro beneficios son disponibles en la producción de U37-B, dependiendo en el estado de beneficio selecciona líneas GSO y GS1:

GS1	GSO	BENEFICIO de PRODUCCIÓN, V/mV
0	0	0.25
0	1	0.5
1	0	1.0
1	1	2.0

Potenciómetro R127 controles el beneficio. La producción de U37-B, alfiler 7, es abajo- el pase filtrado en 100 Hz por U37-C, C92, C112, y R208-209. Una etapa de pasede banda más lejana, comprendido de U37-D y U37-Un, limita el ancho de banda de señal de 0.5-25 Hz. Si requerido, este extra filtrando puede ser seleccionado a través de U38.

En este punto, el ECG la señal está enviada a ambos el térmico recorder y exhibición de tablero del frente. Para el recorder, U42-D sumas la señal con un 2.5-V refiereence (generado por U42-C, R176 y R177) y un 2.5-V, 15-ms pulso (generened por U41-Un). U41-Un está provocado por el paso-detección de pulso circuitry. La producción de U42-D es la señal de entrada analógica que es digitized para el térmico recorder.


Para la exhibición de tablero del frente, el ECG la señal es abajo-el pase filtrado en 40 Hz por U42-B, C110, C122, y R194 – 195. U42-Unas sumas la producción, junto con un 2.5-V referencia y el 15-ms pulsos de paso de U41-Un. Bajo el control por el beneficio selecciona llaves, el ECG la señal está amplificada para exhibición en 2.5,5,10, o 20 mm /mV.



# Sección 6 Teoría de operación

S 2; 3!  
 2<sup>r</sup> ^  
 2<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>  
 8 yo ?  
 A  
 ft. 1 S  
 2

GS0+GS1



A





## Detector de ritmo cardíaco

El ECG señal en U37-B, alfiler 7, pasa al detector de ritmo cardíaco circuitry serginning con U39-Un, el cual junto con R156, R129, y C99, limita el slew índice a un máximo de 110 V/s. Esto impide pulsos de paso de triggering el detector de ritmo cardíaco.

U39-C y los componentes asociados forman un bandpass filtro con una frecuencia de centro de 8.8 Hz. Esto emphasizes el QRS complejo y attenuates la frecuencia más baja P- y T-olas. U39-B, 002,013, y R132-133 proporciona adicional bajo-el pase que filtra a attenuate corto-duración QRS complejos.

U40-Un, U40-D, R203-207, R218, y D75-76 forma un precisel ión lleno-ondulatorio rectifier. Un-0.5-V el offset está añadido en la producción del rectifier vía R214. Esto asegura que pulsos de paso u otro ruido rápido spikes no causa falso triggering.

El circuito de detector de la cumbre está comprendido de U40-C, U40-B, D66, R215, R217, R134, R158,003, y 018. Cuando el incoming aumento de señales por encima del voltaje en 003, D66 acontece adelante-predisuesto, causando003 para cobrar vía R217. Cuando las caídas de señal de la entrada otra vez, la cumbre está aguantada en 003 cuando D66 es inverso- predisuesto. Desde la cumbre de voltaje en alfiler 6 es más grande que la entrada alimentó para clavar 5 vía R158, U40-B saturates negativamente. Como 003 inicios para liberar a través de R134 y R215, el voltaje en U40-B, alfiler 6, caídas hasta los cambios de comparador y saturates positivamente. Otra vez, D66 es adelante-predisuesto y 003 charges a la cumbre. De este modo, cada cumbre que supera el voltaje de umbral dinámico en U40-B, alfiler 6, causa un pulso de producción positivo en U40-B, alfiler 7.


Los gatillos de pulso de la producción U41-B. R221 y 058 puesto el monostable lockout periodo en 165 ms. Esto asegura que only un pulso de cada cual detectó QRS el complejo puede provocar el ritmo cardíaco cuenta.

## Interfaz & de microcontrolador

Un esquema de bloque está mostrado en Higo. 12, pg. 46. El microcontrolador es un Motorola 68HCP11AO, corriendo en 2.1 MHz. Opera en el expandido, multiplexed modo. El ocho least líneas de dirección significativa son multiplexed con el autobús de dato bajo control de la dirección strobe alfiler. El estado del defibrillator está controlado y controlado por una serie de yo/O puertos, algunos de los cuales son internos al microcontrolador. El externo ports aparece al microcontrolador como ubicaciones de memoria que puede leer o escribir. Descodificación de dirección circuitry clases fuera de todos los accesos al externo yo/O puertos; y un circuito de vigilante continuamente controla la operación del microcontrolador.



Figura 15  
CPU / Logic  
block diagram



La función de cada puerto es summarized en las mesas siguientes. También, Puerto E puede ser configurado independientemente como una entrada analógica al interno Un/D convertidor.

## PORTA

Modo:	Mordió:	Función:
Entrada	0	R-S Señal de detección ondulatoria
Entrada	1	Dato de teclado señal disponible
Producción	2	pacer Detección de pulso
Producción	3	defib. Control latch reloj
Producción	4	El escritor habilita control
Producción	5	Reloj de volumen digital
Producción	6	Chip de volumen digital selecciona
Producción	7	Control de dirección de volumen digital

## PUERTO D

Modo:	Mordió:	Función:
Producción	0	Shock monostable pulso de gatillo
Producción	1	Relé de vertedero compromete
Producción	2	El cargo habilita
Entrada	3	paddle Botón de cargo
Entrada	4	paddle Botón de caudal Un
Entrada	5	paddle Botón de caudal B

PORTE

Modo:	Mordió:	Función:
Entrada	0	Almacenamiento capacitor voltaje
Entrada	1	capacitor overcharge Detecta
Entrada	2	ECG Señal para mostrar
Entrada	3	ECG Señal a recorder
Entrada	4	La batería que cobra señal de estado
Entrada	5	Batería voltaje analógico
Entrada	6	Corriente de producción de la cumbre
Entrada	7	Cumbre cero corriente

PUERTO FUERA DE1

Modo:	Mordió:	Función:
Producción	1	ECG Señal muda
Producción	2	No utilizado
Producción	3	Señal de reinicialización de la exhibición
Producción	4	sync DIRIGIÓ habilitar
Producción	5-6	No utilizado
Producción	7	bandpass El filtro habilita
Producción	8	Modo de página

PUERTO FUERA DE2

Modo:	Mordió:	Función:
Producción	1-3	ECG Selección de ventaja: Yo = 110, II = 101, HOLA = 110, aVR = Aceite, aVL = 010, aVF = 001, V = 000, prueba = 111
Producción	4-5	ECG Selección de beneficio: 0.25x = 0, 0.5x = 01, 1x = 10, 2x = 11
Producción	6	Ventajas/paddle selección de amplificador
Producción	7	Entalla el filtro habilita / imposibilita
Producción	8	50/60 Hz entalla selección

## PUERTO FUERA DE3

Modo:	Mordió:	Función:
Producción	1	Poder-abajo señal de control
Producción	2	Habilita keypress tono
Producción	3	Habilita tono de alarma
Producción	4	Habilita tono de cargo
Producción	5	Habilita R-tono ondulatorio
Producción	6	Habilita beeper circuito
Producción	7	No utilizado
Producción	8	La prueba DIRIGIÓ

Entrada	Módulo:	Función:
Entrada	1	Transferencia OK
Entrada	2	IRQ Fuente recorder
Entrada	3	IRQ Exhibición de fuente
Entrada	4-8	No utilizado
Entrada	4	Exhibición self prueba
Entrada	5	Ventajas-de indicador
Entrada	6	Presente de voltaje de la línea
Entrada	7-8	paddle El tipo selecciona: ninguno = 00, interno = 01, externo = 10, disponible = 11

### Reinicialización de control & del sistema

En poder-encima, U28 reinicializaciones el microcontrolador, los puertos de producción, y el latches para sobre 50 ms. Cuando el microcontrolador, U21, recibe la señal de reinicialización, comprueba once memoria interna ubicaciones. Si encuentra valores aleatorios en esas ubicaciones, el microcontrolador inicializa los valores, verifica la RAM de sistema, y actúa un control de estado en el tres paddle cambios de control. Si una culpa está detectada en cualquiera del paddle cambios, todo defibrillador los controles están imposibilitados. Aun así, the el monitor no es imposibilitado.

La operación de software está controlada continuamente por el vigilante interno del microcontrolador. El temporizador de vigilante está accedido regularmente por el procesador y restos inactivo cuando el software está corriendo correctamente.

Aun así, si una culpa de software ocurre, el vigilante no es accedido tan habitual, y una reinicialización está generada.

Cuándo el defibrillator caudales, una reinicialización ocurre. El microcontrolador comprueba sus ubicaciones de memoria y determina que los valores no son aleatorios. Por tanto, él resume con el mismo estado de máquina como previo al defibrillation.

Overvoltage La protección está proporcionada por U60, el cual compara +5 V con un 5.6-V conjunto de referencia por D89 y R244. Una reinicialización está generada si +5-V aumentos de línea por encima de 5.6 V DC.

### **Dirección multiplexing & descodificación**

El microcontrolador tiene un autobús común para el dato y más bajo ocho líneas de dirección. Un 8-mordió latch, U22, interfaces el microcontrolador (U21), EPROM (U23), y RAM (U24). La dirección strobe línea, CUANDO, controla el latch para mantener el correcto cronometrando entre data transferencia y selección de dirección. U32 y U31 decode las direcciones para las memorias, puertos de interfaz, controlador de teclado, y recorder. U31 decodes la dos dirección más significativa líneas, colocando el 64k EPROM en 8000-FFFF en dos bancos cambiados y el 8k RAM estática en 2000-3FFF. U32 decodes 4000-7FFF a siete 2k bloques para seleccionar el yo/O periféricos. U68 decodes 7800-7FFF a un 2kblock para seleccionar la exhibición. Zener Diodos D32-55 protege el autobús de transients.

### **Defibrillator Controles**

El defibrillator controles (CARGO y CAUDAL) está localizado en el paddles y conectar al tablero vía el voltaje bajo paddle cables en JP2. Normalmente, cada línea está aguantada abajo por R189-191. El asociado capacitors y zener los diodos proporcionan protección contra ruido que el voltaje alto paddle los cables pueden inducir. Pulsando un paddle el botón cambia el corresponding línea a 5 V y alerta el microcontrolador vía el puerto apropiado. También, los dos cambios de CAUDAL son gated a U35-D. Si ambos cambios de CAUDAL no son pulsados, la producción de esta puerta imposibilita el relé de transferencia. La misma señal controla el redundant transistor que conduce el relé de transferencia.

Las interfaces de microcontrolador al oscilador de poder circuitry vía Puerto de producción D y U34. Pulsando el botón de CARGO en el ápice paddle inicia una secuencia de cargo. En respuesta, el procesador pone la línea de VERTEDERO alto (PD1), energizing el relé de vertedero, K2, y disconnecting el resistor de vertedero de las terminales del almacenamiento capacitor. Entonces, pone la línea de CARGO



Alto (PD2) para habilitar el voltaje alto que cobra circuitry. Nota que el cargo es gated con VERTEDERO. Esto proporciona un hardware interlock que inhibe cobrar a no ser que la línea de VERTEDERO es ya alto. C56, R46, D58, y C57, R100, D61 proporciona protección transitoria para el VERTEDERO y líneas de CARGO, respectivamente. Durante cobrar, el microcontrolador continuously controla el voltaje en el almacenamiento capacitor vía el CAPVOLTS línea. Esta señal está filtrada y buffered por C55, R148, y U28 antes de ser leído por el microcontrolador interno Un/D convertidor en Puerto E, mordió 0. D56 clamps la producción de U28 y D77 genera un 5-V referencia para el interno Un/D convertidor del 8-V línea vía R185. Un voltaje de cobrar valor corresponding a la cada selección de energía está aguantada en memoria. Cuando el appropriate emparejando el valor está notado en el CAPVOLTS línea, el defibrillator los cargos y la línea de CARGO está puesto abajo para imposibilitar el convertidor de voltaje alto.

El cargo beeper pulsos de tono en y de cuándo el defibrillator está cobrando. A conclusión, el tono acontece continuo, el A punto la indicación aparece en la exhibición, y un temporizador en U21 está habilitado. Si el defibrillator no es liberado después de 25 segundos, el cargo beeper tono rápidamente pulsos en y fuera para alertar el operador que el cargo automáticamente vertedero en 5 segundos. Si no hay ningún caudal después de 5 más segundos, el relé de vertedero es deenergized y el defibrillator está desarmado.

Para despedir el defibrillator, ambos paddle botones de CAUDAL tienen que ser pulsados simultáneamente. Mientras el defibrillator está cobrando, ambos botones están imposibilitados hasta el A punto el estado está logrado. The El procesador lee el estado de los cambios de CAUDAL en Puerto E, bits 4 y 5. Cuando ambos botones están pulsados simultáneamente, el procesador genera un pulso de gatillo de la producción en PDO. El pulso es clocked a través de U34 y gatillos U44-Un vía U35-B, el cual provides hardware adicional interlocking para impedir U44-Un de provocar si el FSAFE la línea es abajo. El ancho del pulso de producción de U44-Un es 100 ms, puesto por R102 y C152. Este pulso es gated en U35-C para proporcionar la señal de SHOCK (si el cargo es bajo). R188, C59, y D60 protege contra transients. El borde de aumentar de la señal de SHOCK opera el relé de transferencia. El microcontrolador es reinicialización durante el caudal para protegerlo del ruido generado por el relé de transferencia.

### Sincronizado cardioversion

Sincronizado cardioversion está seleccionado por pulsar el SYNC botón en el defibrillator tablero de frente. Un DIRIGIDO cerca el botón illuminates cuándo el sync el modo es encima. En este modo, el caudal de energía está sincronizado con el R-pulso ondulatorio. El microcontrolador está notificado de R-pulsos ondulatorios vía Puerto



Un, mordió 0. Un caudal está habilitado sólo si ambos paddle botones de CAUDAL son aguantó cerrado. El defibrillador automáticamente reverts a no-synchro- nized modo, después de que cada cual caudal sincronizado. El modo sincronizado puede ser cancelled en cualquier tiempo por pulsar el SYNC botón un segundo tiempo.

### Keypad & Interfaz de control de la energía

El keypad encoder, U25, conjuntamente con un 8-mordió latch, U48, implement toda la lógica necesario de codificar la membrana keypad matriz y la selección de energía swescolor. El matricial keypad interfaces a U25 vía J5 y es la carta conducida. Sucesivamente pulsando la llave de CARTA deja el usuario para seleccionar y ventajas de cambio, beneficios, alarma settings, filtros, y recorder parameters. El nivel de carta actual está aguantado como byte en RAM; unnd U25 proporciona una producción de 4 bits el código que corresponde a cada distinto keypress. C117 conjuntos el keypad índice de escáner en 300 Hz; y C51 conjuntos un debounce periodo de 20 ms.

El dato es latched cuándo el debounce circuitry tiempo-fuera y el DA producción en U26, alfiler 12, va high. Esto está señalado al microcontrolador a través de Puerto Un, mordió 1, y el keypad latch, U25, está leído. La producción de U25 es un código de 8 bits. Bits 0-3 proporciona keypad información. Bits 4-7 indica la energía seleccionada. La energía de tablero del frente selecciona el control es un binary-coded cambio rotativo, proporcionando un código de 4 bits que corresponde a la energía seleccionada. J5 interfaces a U25.

Cuándo el botón de CARGO es activated, el defibrillador cargos al nivel indicado por la energía selecciona cambio. Si el nivel de energía is cambió durante o después de que el periodo de cobrar, el microcontrolador tampoco "superior- arriba de" la energía en el almacenamiento capacitor o active el relé de vertedero para reducir la energía almacenada abajo al nivel nuevo. Cualquier tiempo la energía selecciona el cambio está girado al STANDBY o ECG posición, el defibrillador es completamente desarmó.

### Reloj de tiempo real

Un reloj de tiempo real, U27, proporciona el tiempo y fecha. Tiene una batería-suministro respaldado, dejándolo para operar cuándo el defibrillador es fuera. Los tiempos y la fecha pueden ser puestos en cualquier time por utilizar el keypad. Cada vez el defibrillador está girado encima, un self-el control verifica que el 32-kHz oscilador waveform es presente. Si el control falla, el keypad la carta automáticamente va al reloj setup el modo y el operador está alertado. El reloj INTR función "tickles" el circuito de vigilante de relé de transferencia. Durante una reinicialización tibia, el sistema defaults está almacenado en RAM interna del reloj.



### Exhibición & recorder interfaz

Transferencia de dato entre el microcontrolador, exhibición de tablero del frente, y variedad térmica recorder es interrumpir conducido vía el procesador IRQ línea. El microel controlador identifica el interrumpir y servicios el dispositivo

## **Teoría** *de sección de operación*

apropiado. La exhibición aparece como ubicación de memoria sola al microcontrolador; y el recorder aparece como 2k RAM. La descodificación de dirección circuitry habilita el apropiado seleccionar líneas de U32 para controlar cada dispositivo.

### **Analógico 1-V producción**

U52, un digital a convertidor analógico, genera un 1-V analógico ECG producción. U50 y los componentes asociados aplican un 40-Hz abajo-filtro de pase a la producción.

### **Tablero de control**

El tablero de Control circuitry controla la variedad térmica printhead, el DC motor de paseo del papel, y la exhibición de cristal líquida.

### **Printhead Control**

U1 es un ASIC (aplicación circuito integrado específico) cuál maneja impresión- la cabeza que carga y control. Lo Interfaces al sistema vía la dirección y autobús de dato. U1 tiene varios conjuntos distintos de control y registros de dato. El text manejando la porción está conectada a U2, un externo 8k RAM estática, y U3, una EPROM externa. U2 controles una página de información de texto, mientras U3 contiene los patrones de bit para la fuente de texto. Otra parte de U1 mangos el waveform dato.

### **DC Control de motor**

U6 y los componentes asociados regulan el DC velocidad de motor. El motor habilita la señal está generada del microcontrolador. Potenciómetro R15 proporciona para el ajustamiento de velocidad.

### **LCD Control**

U24 y asoció circuitry manejar la exhibición de waveforms, texto, y graphics. Primero, U26-U29 y U21 latch el dato, dirección, y líneas de control. Entonces, U24 lee las líneas para procesamiento.

U24, conjuntamente con su EPROM, U10, y Carneros de almacenamiento provisional, U8-U9, procesa el dato para exhibición en el LCD. U24 unlso genera señales de control para la exhibición y dos Carneros de vídeo, U17-18. El vídeo

Los carneros contienen texto e información gráfica para dejar overlay las funciones entre los aviones gráficos controlaron por U19.

## Teoría *de sección de operación*



## Sección



### Schematics

El schematics aparecer en las páginas siguientes.

Esquemático	Hoja
Wiring Esquema	1
tablero de Suministro del Power	2,3,4
CPU Y R-tablero Ondulatorio	5, 6, 7, 8
Tablero de control	( 9,10,11

CONTROL 3D.

Un5EMtt890790

CPU/RWAVE B

TÉRMINICO  
PRINTHEADEXHIBICI  
ÓNMEMBRANA  
CAMBIOROTATIV  
O  
CAMBIO

MOTOR

STR0SER2  
STROBE1  
GND  
RELOJ  
GND  
LATCH  
+ 5  
B DATO DENTRO  
STROBES  
10 N.  
1 N.  
2 N.  
3 + 12RET  
4 + 12VPRINT  
5 + 1 RET  
1 + 1 VPRINT  
B7 + 12RET  
1 + 12VPRINT  
89 + 1 RET  
20 + 12VPRINT

L- J P5

-JP8

-JP3

JP1-

JP2-

— JP6

JP4

MTRENA		MTRENA	
GNO	2	2	GNO N. C.
N.	3	3	CUANDO
C.	4	4	N. C.
CUANDO N. C.	5	5	ANUNCIO0
ANUNCIO0	6	6	MEM0
MEM0	7	7	ANUNCIO1
ANUNCIO1 ME	8	8	ME M1
M1 Un02 ME	9	9	ANUNCIO2
M2 ANUNCIO3	10	10	ME M2
ME M3	11	11	ANUNCIOS
ANUNCIO4	12	12	ME M3
MEM4	13	13	ANUNCIO4
ANUNCIO5 ME	14	14	MEM4
M5 ADB ME M6	15	15	ANUNCIO5
Un07 MEM7	16	16	ME M5
Un0 SYNC	17	17	ADB
Un1 /E Una2	18	18	ME MB
PODREDUMBRE	19	19	Un07
4 Una3	20	20	MEM7
PODREDUMBRE	21	21	Un0
3 Una4	22	22	SYNC
PODREDUMBRE	23	23	Un1
2 Una5	24	24	/E
PODREDUMBRE	25	25	Un2
1 CUANDO R/W	26	26	PODREDUM
Un7	27	27	BRE 4 Un3
RECIRQ	28	28	PODREDUM
Un8	29	29	BRES
RECCS	30	30	Un4
CUANDO	31	31	R0T2
DISPIRO	32	32	CUANDO
Un1 0	33	33	PODREDUM
DISPCS	34	34	BRE 1
DISPRST	35	35	AB
	36	36	Ff/W
PWRON	37	37	Un7
PWROFF ACON	38	38	RECIRQ
+ 5 VS + 5 +5	39	39	AB
GND GND + 12	40	40	RECCS
+12 VPRINT	41	41	Un9
+12 VPRINT	42	42	DISPIRO
+12 RET +12	43	43	Un1 0
RET +12 RET	44	44	DISPCS
			DISPRST

— J 5

	----- 1 -----		--- j ----- j -----	
			1	
REV	FECHA j ECO NO.	DESCRIPCIÓN	REV j FECHA j ECO NO.	

□. ASEMtt890796

S  
i

PADDLE  
IONNECTOR

i

JP2- +8  
CARGO  
□SCHGEA  
OSCHGEB  
PADY  
JP3- PAOX  
+5

K1 EN  
SUMINISTRO de  
PODER BO.

QQ

j AMARILLO  
i  
! AZUL  
---- 0 0 --

J 1 GND


TERMINAL  
BLOQUE

JP1 -i RA  
LA  
LL  
C  
RL  
\_ ISO GNO


PACIENTE  
CABLE

i  
32MH

POWER SUMINISTRO BD. ASEMS890798



	DIBUJADO CRUDO 11-1-93	BURDICK, Inc.	MILTDN, WI
	CHKED t1-2.5-^3	TÍTULO: MED yo C5	UNIDAD: j
	APPEJ^&.*P \to2- 4 3	WIRING ESQUEMA	WEDIC5i
DESCRIPCIÓN	DWG NO. 590017		SHT 1 DE 11 !



NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 1. RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS  
 2. ALL FIXED RESISTORS >10 OHMS & <1 MEG  
 ARE 1%--ALL OTHERS ARE 5%  
 3. CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS

REV	DATE	ECO NO.	DESCRIPTION	REV	DATE	ECO NO.
1	6-8-94	1423	CONNECTED C86 TO R9 AND R18, R19			
2			WAS 6019 OHMS			





6

7

8

9

10

F1

F2


ON BACK OF CASE

1 VOLT  
JACK

J3.23

## FUSE CHART

10V	2A 5mm X 20mm	2A 5mm X 20mm	SLO-BLO TYPE
230V	T1A 5mm X 20mm	T1A 5mm X 20mm	TIME DELAY TYPE



SIG(1-A1)  
NAME  
SHT#  
COORDINATE

POWSUP2.CSD

DRAWN RAW 11-1-93  
CHKD RAW 11-23-93  
APPROD SAP 11-33-92  
DWG NO. 590017

BURDICK, INC. MILTON, WI  
TITLE:  
POWER SUPPLY  
(LINE CONVERTER CKT)

UNIT: MEDICS  
SHT 2 OF 11

DESCRIPTION

6

7

8

9



10





	6 j 7	8	9	10
<div><div><div><div><div>5WV + ( 4-E1 ) 0</div><div>SWV-</div></div><div><div><div>IC1 4 LT1074CT</div><div>VIN</div><div>VSW</div><div>GNO</div><div>VC</div><div>FB</div></div></div></div><div><div><div>:C50 ' 100MF 63 V</div><div>RQ0 2K</div><div>-C52</div></div><div><div>-i-C66. 001</div></div></div><div><div><div>R76 22.1 K</div><div>□ 1 9 RFP30P05</div><div>□ 1 6 MPSA1 3</div></div><div><div>HT2 O^CIS -( LM2575-5.0</div><div>VIN</div><div>FB</div><div>□UT</div><div>GNO EN/FUERA</div><div>= C51 '1 00MF 63V</div><div>: C59 Yo3 3MF 63V</div><div>IC1 2 LM2578</div><div>•Yo/P VIN</div><div>• C57 22PF L</div><div>CUR LÍMITE</div><div>+ Yo/P</div><div>RB6 1 B. 2K</div><div>TC COLECCIO NISTA</div><div>GNO EMITTER</div><div>-L-C58 T■0022</div><div>L3 47 MH r.m.</div><div>L4 5MH p^T</div><div>+ 5V</div><div>□31 B0SQ030</div><div>:C55 "470MF 35V</div><div>= C56 ' 470MF 35V</div><div>RB7 .22 OHMIO</div><div>R8B 1 24K</div><div>L5 470MH _rv^rv</div><div>£□32 SRI 06</div><div>C60 220MF 50V</div><div>+ 8V</div><div>J3*1 B</div><div>J3.20</div></div></div></div><div><div><div>INAL ?Y</div><div>^ 24V</div><div>£D37 f] 1N4001 U</div><div>v+</div></div><div><div>RB2 6.81 K</div><div>RS3 1.5 K</div><div>J 4.9 J 4 . 1 0 J 4 . 1 1 J 4 . 1 2 J 4 . 1 3 J 4 . 1 4 J 3 . 1 3 J 3 . 1 4 J 3 . 1 2 J 4.5 J 4.6 J 3 . 1 5 J 3 . 1 6 J 3 . 1 7 J 4.7 J 4. S ' JP1.2</div></div><div><div><div>=</div><div>C64 '33 MF</div><div>C61 . 0022</div><div>C62 22PF</div></div><div><div>IC1 3 LM2578</div><div>-Yo/P VIN</div><div>+ Yo/P CUR LÍMITE</div><div>TC COLECCION ISTA</div><div>GNO EMITTER</div><div>±ZC63 . 001</div><div>R89 1 B. 2K</div><div>R93 392</div><div>R92 200 5W</div><div>R94 1 58K</div><div>-033 'SRI 06</div><div>C65 470MF 35V</div><div>-8 V</div><div>J3.21</div></div><div><div><div>-BV(4-D1 )&lt;</div></div></div></div></div></div> </				






NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 1. RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS  
 2. ALL FIXED RESISTORS >10 OHMS & <1 MEG ARE 1%---ALL OTHERS ARE 5%  
 3. CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS

NAME: SHT1  
 COORDIN

2	1-11-94	1401	R73 WAS 30.1K		3	1-12-94	1403	ADDED C
1	12-13-93	14058/1407+	ADDED R35, C92, AND JP1, 4, 5	2W	REV	DATE	ECO NO.	
REV	DATE	ECO NO.	DESCRIPTION		REV	DATE	ECO NO.	
1					4			
					5			









DRAWN RAW 11-1-93	BURDICK, INC. MILTON, WI	POWSUP4.CSD
CHKED RAW 11-23-93	TITLE:	UNIT: MEDICS
APPED SCP 11-23-93	POWER SUPPLY	SHT 4 OF 11
DESCRIPTION	POW OSC & DISCHARGE CKT	
DWG NO. 590017		









CPUS.CSD

DRAWN RAW 11-1-93

CHKD EAW 11-23-93

APPD SAF 1-22-93

DWG NO. 590017

BURDICK, INC. MILTON, WI

TITLE:






UNIT: MEDICS

DESCRIPTION

CPU & RWAVE BD.

SHT 5 OF 11






REV	DATE	ECO NO.	DESCRIPTION	REV	DATE	ECO NO.
1				4		
2				5		
3						

NOTES: U  
1. RESIS  
2. ALL F  
ARE 1  
3. CAPAC









<p>NOTA: LOS COMPONENTES SIGUIENTES NO SON INSERTADOS EN EL TABLERO: R137, R149, R151, R153</p>	
CPU6.csd	
<p>[JLESS OTHERWISE ESPECIFICAD ANCE los valores SON EN OHMIOS RESISTORS &gt;10 OHMIOS &amp; &lt;1 M - TODO OTROS SON 57. TANCE Los valores SON MICROFARADS</p>	<p>DIBUJADO CRUDO 11-1-93 BURDICK, Inc.</p>
<p>CHKED J TTT   p. APPED   DEBE NO. 590017   LRU &amp; HWAVtz tdLJ.</p>	<p>V11LTDN, WI UNIDAD: MEDIC5</p>
	<p>SHT D DE 1 1</p>

DESCRIPCIÓN



/	4* '£-5>4		"Q€UL'T(£L. &ze**'i£> Sui*J +- ■*t5' EN ^ 33£ >	1 yo	----- !-----
			!t  EN U£?*.<*<	2  7-15-J4-	i4^o3>/-^CHADDBD C
RE	<input type="checkbox"/>	ECO NO.	DESCRIPCIÓN	REV j FECHA	ECD NO.
1		2 3		4	5




LESS OTHERWISE SPECIFIED  
ANCE VALUES ARE IN OHMS  
ED RESISTORS >10 OHMS & <1 MEG  
--ALL OTHERS ARE 5%  
TANCE VALUES ARE IN MICROFARADS

SP.(C174) AND RES.(R204)  
DESCRIPTION

DRAWN RAW 11-1-93  
CHKD RAW 11-23-93  
APPED [Signature] 11-23-93  
DWG NO. 590017

BURDICK, INC. MILTON, WI  
TITLE:  
PRE-AMP/CPU BD.  
UNIT: MEDIC5  
SHT 7 OF 11






ES 1X --- TODO OTROS ARI  
3.CAPACITANCE Los valores  
SON

COORDENADA-

				1		
REV	FECHA	ECO NO.	DESCRIPCIÓN	REV j	FECHA	ECO NO.
<sup>1</sup>	.....	<sup>2</sup>	..... 1 J	4		5



ECIFIEO N  
OHMIOS  
3 OHMIOS & <1 MEG  
= S V.  
EN MICROFARADS

VOIS^JH,  
■ Mayo-,  
^\*3-1

ALSOSS^j , , Un7 \JJ1Ly , \O8B^j , ,

■ SEÑOR  
A^,  
MSiy.,

DESCRIPTIÓN


+50-	CBS U2D (U29)	C155 U29 (U29)	C74 T C73 -1 U22 (U22)	C72 U24 (U24)	C130 U25 (U25)	C75 1 C157 U25 (U25)
±	C71 U27 (U27)	CE9 U31 (U31)	C70   C77 U32 (U32)	C131 U48 (U48)	C76 U49 (U49)	C144 U55 (U55)

\*Un w --- BYPASS CAPACITORS CPUS.csi

DIBUJADO CRUDO 11-1-93 CHKED U-ZI-A3 APPED Sjt DWG NO.590017	BURDICK, Inc. MILTON, WI TÍTULO: PRE-AMP/CPU BD.	UNIDAD: MED yo C5 SHT 8 DE 11
--	--	----------------------------------




<b>Masy-</b>	<b>S<sup>JE</sup>«-1</b>
	<b>MB3y-</b>
	<b>Maty-</b>
	<b>MBsy-</b>
	<b>Mffly-</b>
	<b>Mazy-</b>
	<b>Maty-</b>





REV	DATE	ECO NO.	DESCRIPTION	REV	DATE	ECO NO.
1	7-20-94	1	REMOVED D5-D9, R16, R21, R22, Q1, Q5, REMOVE +50V FROM R20 & TIE TO VS LINE			
2						
3						
4						
5						










BYPASS CAPACIT		1 !			
REV	COMIO jECO NO.	DESCRIPCIÓN		REVj FECHA	ECO ND.
1	1	2	3	4	5





NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 1. RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS  
 2. ALL FIXED RESISTORS >10 OHMS & <1 MEG ARE 1%---ALL OTHERS ARE 5%  
 3. CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS

C22 .1 (U23)  
 C23 .1 (U21)  
 C26 .1 (U19)  
 C28 .1 (U25)  
 C29 .1 (U29)

U19 EP910  
 VIDEO CONTROL

SIG(1-A1)  
 NAME  
 SHT#  
 COORDINATE

CONTROL0.CSD

DRS		DRAWN RAW 11-1-93	BURDICK, INC.		MILTON, WI
		CHKED RAW 11-23-93	TITLE:		UNIT: MEDICS
		APPROD <i>Sep</i> 11-23-93			
DESCRIPTION		DWG NO. 590017	CONTROL BD.		SHT 10 OF 11
	6	7	8	9	10













**Servicio: (800)333-7770 Ordenes: (800)777-1777**

**S Burdick, Inc.** 15 Aploma Calle Milton, WI 53563 U.S.A. (608)868-6000

Imprimido en U.S.A. • © Burdick, Inc. 1996 • Todos los  
derechos reservados.